

п/п	Наименование товара в соответствии с КТРУ	Ед. изм.	Кол-во		
1	Нагрудник/фартук, для взрослых, одноразового использования	упак	25	Описание по КТРУ 32.50.50.190-00000066: Предмет одежды, который надевается поверх передней части тела взрослого (например, человек с инвалидностью или гериатрией), чтобы защитить их одежду и тело от загрязнения, обычно при кормлении или обыденной деятельности, например, при занятии декоративно-прикладным искусством. Оно может быть сделано из текстиля и / или пластических материалов. Изделие одноразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Цвет	на выбор заказчика
				Размер, мм	33 x 45 см (±5мм)
				Количество слоев, шт	≥ 2
				Упаковка, шт	≥ 500
2	Шприц для промывания	шт	1000	Описание по КТРУ 32.50.13.110-00005233: Универсальное изделие общего использования, используемое преимущественно для промывания различных полостей тела водой или специальными растворами. Конструктивно может представлять собой, например, жёсткую пластиковую трубку с резиновой грушей на проксимальном конце и соплом на дистальном. Изделие одноразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Комплект: шприц + игла	соответствие
				Удобный и эргономичный трехкомпонентный шприц	соответствие
				Крепление иглы и шприца типа "Luer lock"	соответствие
				Объем шприца, мл	≥ 3
				Длина иглы, мм	32 (±1мм)
				Диаметр иглы, мм	0,4 (±0,2мм)
3	Валик ватный стоматологический	упак	50	Описание по КТРУ 21.20.24.150-00000012: Изделие в виде маленького короткого ватного шарика, используемое для абсорбции слюны или влаги из полости рта во время стоматологических процедур. Обычно сделано из хлопка и является одноразовым.	
				Дополнительные характеристики:	
				Изготовлены из ватного нетканого полотна, 100% хлопок	соответствие
				Размер, мм	38 x 10 (±5%)
				Упаковка, шт	≥ 2000
4	Аппликатор для стоматологического пломбировочного материала	упак	50	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000015: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для нанесения стоматологического пломбировочного материала (например, амальгамы, композита) на зуб/зубы пациента; сам пломбировочный материал к данному виду не относится. Состоит из рукоятки с кончиком/щеточкой, на поверхности/щетинках которых удерживается наносимый материал; изделие не похоже на шприц или поршень. Это изделие для одноразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Диаметр, мм	3±0,1
				Длина, мм	10±0,5
				Диаметр головки (рабочей части), мм	1±0,05

			Длина головки (рабочей части), мм	3,5±0,2
			Масса, г	0,6±0,03
			Расстояние до насечки, а, мм	17±1
			Прочность на разрыв пластикового стержня, МПа	≥ 7
			Габаритные размеры тубы, диаметр х высота, мм	45х110 (±5%)
			Упаковка, шт	≥ 100
5	Аппликатор для стоматологического пломбировочного материала	упак 50	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000015: Переносной ручной стоматологический инструмент, предназначенный для нанесения стоматологического пломбировочного материала (например, амальгамы, композита) на зуб/зубы пациента; сам пломбировочный материал к данному виду не относится. Состоит из рукоятки с кончиком/щеточкой, на поверхности/щетинках которых удерживается наносимый материал; изделие не похоже на шприц или поршень. Это изделие для одноразового использования.	
			Дополнительные характеристики:	
			Диаметр, мм	3±0,1
			Длина, мм	10±0,5
			Диаметр головки (рабочей части), мм	1±0,05
			Длина головки (рабочей части), мм	2,5±0,1
			Масса, г	0,6±0,03
			Расстояние до насечки, а, мм	17±1
			Прочность на разрыв пластикового стержня, МПа	≥ 7
			Габаритные размеры тубы, диаметр х высота, мм	45х110 (±5%)
			Упаковка, шт	≥ 100
6	Пульпоэкстрактор	упак 4	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000241: Стоматологический инструмент, напоминающий иглу с небольшой утолщенной ручкой и резьбой. Предназначен для удаления пульпы из корня зуба во время эндодонтического лечения. Это изделие одноразового использования. изделие для одноразового использования.	
			Дополнительные характеристики:	
			Материал изготовления: коррозионно-стойкая проволока или проволока стальная пружинная.	соответствие
			Длина, мм	30±1,5
			Масса пульпоэкстракторов не более, г	0,06
			Упаковка, шт	≥ 500
7	Каналонаполнитель эндодонтический	упак 30	Описание по КТРУ 32.50.50.190-00000218: Машинный инструмент, рабочая часть которого имеет спиралевидную форму или вид конической пружины. Изготовлено для внесения пломбировочного материала или лекарств в корневой канал.	
			Дополнительные характеристики:	
			Длина рабочей части, мм	25,0±1,0
			Каналонаполнитель №1 (красное кольцо)	соответствие
			Упаковка, шт	≥ 4
8	Расширитель эндодонтический	упак 16	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многократного использования.	
			Дополнительные характеристики:	

			Рабочая часть инструмента изготовлена из никель-титанового сплава	соответствие
			Набор:	
			размер S1- 1 шт, S2 – 1 шт, F1- 1 шт, F2 – 1 шт, F3- 1 шт, длина 25 мм размер SX- 1 шт длина 19 мм	соответствие
			Тип инструмента - ручной	соответствие
			Упаковка, шт	≥ 6
9	Канюля для стоматологической аспирационной системы, одноразового использования	упак	100	Описание по КТРУ 32.50.13.110-00005012: Специальное изделие в форме трубки в составе аспирационной системы, предназначенной для удаления жидкостей и отходов из полости рта в процессе зубо врачебных процедур. Изделие одноразового использования.
				Дополнительные характеристики:
			Длина, мм	150± 10
			Наружный диаметр трубки, мм	6,5 ± 1
			Толщина стенки трубки: 1,0 ± 0,4 мм	
			Диаметр проволоки, мм	1 ±0,1
			Длина наконечника, мм	14,5±0,3
			Толщина стенки наконечника, мм	1 ±0,1
			Внешний диаметр наконечника, мм	9 ± 0,3
			Количество отверстий наконечника, шт.	≥ 6
			Размер отверстий наконечника (ДхШ), мм	(3х1,0)± 0,2
			Упаковка, шт	≥ 100
10	Канюля для стоматологической аспирационной системы, одноразового использования	упак	13	Описание по КТРУ 32.50.13.110-00005012: Специальное изделие в форме трубки в составе аспирационной системы, предназначенной для удаления жидкостей и отходов из полости рта в процессе зубо врачебных процедур. Изделие одноразового использования.
				Дополнительные характеристики:
			Общая длина наконечника (трубка + колпачок), мм	150± 10
			Наружный диаметр трубки, мм	6,5 ± 1
			Съемный колпачок	наличие
			Упаковка, шт	≥ 100
11	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для много разового использования.
				Дополнительные характеристики:
			Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
			Вид инструмента: ручной	соответствие
			Размер по ISO 06	соответствие
			Цветовая кодировка	наличие
			Длина, мм	25±1
			Круглое поперечное сечение	соответствие

				Количество в упаковке, шт	≥ 6
12	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 08	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Круглое поперечное сечение	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
13	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 10	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Круглое поперечное сечение	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
14	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 15	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие

				Длина, мм	25±1
				Круглое поперечное сечение	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
15	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 20	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Круглое поперечное сечение	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
16	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 25	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Круглое поперечное сечение	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
17	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие

				Размер по ISO 30	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Круглое поперечное сечение	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
18	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 35	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Круглое поперечное сечение	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
19	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 40	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Круглое поперечное сечение	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
20	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	

			Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
			Вид инструмента: ручной	соответствие
			Размер по ISO № 15- 1 шт, № 20 – 1 шт., № 25 – 1 шт, № 30 – 1 шт, № 35 – 1 шт, № 40 - 1 шт	соответствие
			Цветовая кодировка	наличие
			Длина, мм	25±1
			Круглое поперечное сечение	соответствие
			Количество в упаковке, шт	≥ 6
21	Расширитель эндодонтический	упак 15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
			Дополнительные характеристики:	
			Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
			Вид инструмента: ручной	соответствие
			Размер по ISO № 45- 1 шт, № 50 – 1 шт., № 55 – 1 шт, № 60 – 1 шт, № 70 – 1 шт, № 80 - 1 шт	соответствие
			Цветовая кодировка	наличие
			Длина, мм	25±1
			Круглое поперечное сечение	соответствие
			Количество в упаковке, шт	≥ 6
22	Расширитель эндодонтический	упак 15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
			Дополнительные характеристики:	
			Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
			Вид инструмента: ручной	соответствие
			Размер по ISO 06	соответствие
			Цветовая кодировка	наличие
			Длина, мм	25±1
			Поперечное сечение — квадратное	соответствие
			Количество в упаковке, шт	≥ 6

23	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 08	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Поперечное сечение — квадратное	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
24	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 10	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Поперечное сечение — квадратное	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
25	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 15	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1

				Поперечное сечение — квадратное	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
26	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 20	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Поперечное сечение — квадратное	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
27	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 25	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Поперечное сечение — квадратное	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
28	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 30	соответствие

				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Поперечное сечение — квадратное	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
29	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 35	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Поперечное сечение — квадратное	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
30	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 40	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Поперечное сечение — квадратное	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
31	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие

				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO: № 15 – 1 шт, № 20 – 1 шт, № 25 – 1 шт, № 30 – 1 шт, № 35 – 1 шт, № 40 – 1 шт	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Поперечное сечение — квадратное	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
32	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO: № 45 – 1 шт, № 50 – 1 шт, № 55 – 1 шт, № 60 – 1 шт, № 70 – 1 шт, № 80 – 1 шт	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Поперечное сечение — квадратное	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
33	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
				Вид инструмента: ручной	соответствие
				Размер по ISO 06	соответствие
				Цветовая кодировка	наличие
				Длина, мм	25±1
				Изготовлен из треугольной проволоки, имеет реже расположенные витки	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
34	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	

				Дополнительные характеристики:
			Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
			Вид инструмента: ручной	соответствие
			Размер по ISO 08	соответствие
			Цветовая кодировка	наличие
			Длина, мм	25±1
			Изготовлен из треугольной проволоки, имеет реже расположенные витки	соответствие
			Количество в упаковке, шт	≥ 6
35	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.
				Дополнительные характеристики:
			Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
			Вид инструмента: ручной	соответствие
			Размер по ISO 10	соответствие
			Цветовая кодировка	наличие
			Длина, мм	25±1
			Изготовлен из треугольной проволоки, имеет реже расположенные витки	соответствие
			Количество в упаковке, шт	≥ 6
36	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.
				Дополнительные характеристики:
			Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
			Вид инструмента: ручной	соответствие
			Размер по ISO 15	соответствие
			Цветовая кодировка	наличие
			Длина, мм	25±1
			Изготовлен из треугольной проволоки, имеет реже расположенные витки	соответствие
			Количество в упаковке, шт	≥ 6
37	Расширитель эндодонтический	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для

			использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
			Дополнительные характеристики:	
			Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
			Вид инструмента: ручной	соответствие
			Размер по ISO 20	соответствие
			Цветовая кодировка	наличие
			Длина, мм	25±1
			Изготовлен из треугольной проволоки, имеет реже расположенные витки	соответствие
			Количество в упаковке, шт	≥ 6
38	Расширитель эндодонтический	упак 15	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
			Дополнительные характеристики:	
			Назначение-механическая обработка корневого канала	соответствие
			Вид инструмента: ручной	соответствие
			Размер по ISO 30	соответствие
			Цветовая кодировка	наличие
			Длина, мм	25±1
			Изготовлен из треугольной проволоки, имеет реже расположенные витки	соответствие
			Количество в упаковке, шт	≥ 6
39	Расширитель эндодонтический	упак 7	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041: Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
			Дополнительные характеристики:	
			Для расширения коронковой трети канала	соответствие
			Вид инструмента: машинный режущий стоматологический эндодонтический инструмент с короткой спиральной нарезкой вверху рабочей части	соответствие
			Размер кончика № 1	соответствие
			Длина, мм	32±1
			Изготовлен из нержавеющей стали	соответствие
			Количество в упаковке, шт	≥ 6
40	Расширитель эндодонтический	упак 7	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000041:	

				Ручной стоматологический инструмент, разработанный для использования с целью получения доступа к корневому каналу и расширения отверстия его коронковой части. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Для расширения коронковой трети канала	соответствие
				Вид инструмента: машинный режущий стоматологический эндодонтический инструмент с короткой спиральной нарезкой вверху рабочей части	соответствие
				Размер кончика: № 1 – 1 шт, № 2 - 1 шт, № 3 – 1 шт, № 4 – 1 шт, № 5 – 1 шт, № 6 - 1 шт	соответствие
				Длина, мм	32±1
				Изготовлен из нержавеющей стали	соответствие
				Количество в упаковке, шт	≥ 6
41	Материал для обработки ран полости рта, синтетический	шт	6	Описание по КТРУ 21.20.23.199-00000049: Нестерильное синтетическое вещество, предназначенное для создания защитного покрытия слизистой рта при лечении ран и повреждений ротовой полости. Используется при различных типах ран и повреждений рта, таких как язвы (не инфекционные или вирусные) и повреждения, наносимые зубными протезами и ортодонтическим брекетами; также может использоваться для лечения раздражения/воспаления слизистой и гингивита. Поставляется в различных формах (таких как гель, паста, водный/масляный раствор для распыления) и обычно отпускается без рецепта для применения в учреждениях здравоохранения или дома. Приспособлением нельзя пользоваться повторно после использования.	
				Дополнительные характеристики:	
				Предназначена для антисептической обработки слизистой оболочки полости рта, при лечении стоматита, гингивитов, пародонтита, а так же для обработки инфицированных корневых каналов.	соответствие
				Форма выпуска йодсодержащая паста.	соответствие
				Упаковка - шприц	соответствие
				Вес, г	≥ 3
42	Материал стоматологический пломбировочный композитный светового отверждения	упак	15	Описание по КТРУ 32.50.50.190-00000966: Зубной пломбировочный материал, который состоит из смеси частиц наполнителя (например, стекла, керамики, оксида циркония, диоксида кремния) и синтетической, фотополимеризуемой, органической полимерной основы [например, бисфенол А-глицидилметакрилата (бис-ГМА), уретана диметакрилата (УДМА)], предназначенный для заполнения полости зуба или восстановления поврежденных твердых тканей зуба. Он, как правило, представляет собой односоставную пасту, помещенную в шприц-аппликатор, или капсулу. Для полимеризации/затвердения материала требуется воздействие света с определенной длиной волны (например, от 460 до 480 нм). Обычно он выпускается в цветовой гамме, соответствующей оттенкам цвета зубов. После применения данное изделие не может использоваться повторно.	
				Дополнительные характеристики:	
				Основу микрогибридного композита «ДентЛайт» составляют высоко прочная	соответствие

				полимерная матрица, содержащая Bis-GMA, уретановые и другие олигомеры, и модифицированный тонко дисперсный неорганический наполнитель (около 80 мас.%). Композит отверждается под действием света в области длин волн 400-500 нм. Порошкообразный рентгеноконтрастный наполнитель имеет специальное многоуровневое распределение по размерам частиц от 0,02 до 0.7 мкм, которое позволяет достичь оптимальных результатов в сочетании технологичности, прочности и эстетичности материала	
				Чувствительность к внешнему освещению, секунд	≥ 60
				Глубина отверждения, мм	≥ 2
				Глубина отверждения цветокорректора, мм	≥ 1,5
				Прочность при изгибе, МПа	≥ 50
				Водопоглощение, мкг/мм³	≤ 50,
				Текучесть, мм	≥25
				Адгезия к твердым тканям зуба, МПа	≥7
				Композитная паста не менее 7 оттенков адаптированных к шкале VITA: UD, A1, A2, A3, A3,5, B2, C2 (или «эквивалент»)	≥ 4,5 грамма каждого оттенка
				Адгезив однокомпонентный, мл	≥ 5
				Гель для травления эмали и дентина, мл	≥ 3
43	Композит стоматологический	шт	30	Описание по КТРУ 32.50.50.190-00000448: "Нестерильное вещество, предназначенное для профессионального использования в качестве пломбирующего вещества, лайнера, базы, защитного покрытия пульпы, герметика для фиссур и/или непосредственно стоматологического реставрационного материала; отверждение может осуществляться путем самоотверждения, фотоотверждения или двойного отверждения полимера диметакрилата [например, полиметилметакрилата (PMMA), полиуретана, бисфенол-А-диглицидилэфира метакрилата (Bis-GMA)]; также включает некоторые дополнительные наполнители/компоненты (например, на основе стекла, кварца или керамики). Вещество может быть предварительно загружено в шприц; могут прилагаться специальные одноразовые изделия, используемые при нанесении вещества. После применения изделие нельзя использовать повторно."	
				Дополнительные характеристики:	
				Форма выпуска	Паста (шприц)
				Вес, г	≥ 2
				Компонентность: однокомпонентный фотоотверждаемый, рентгеноконтрастный композитный материал	соответствие
44	Композит стоматологический	шт	15	Описание по КТРУ 32.50.50.190-00000448: "Нестерильное вещество, предназначенное для профессионального использования в качестве пломбирующего вещества, лайнера, базы, защитного покрытия пульпы, герметика для фиссур и/или непосредственно стоматологического реставрационного материала; отверждение может осуществляться путем самоотверждения, фотоотверждения или двойного	

				отверждения полимера диметакрилата [например, полиметилметакрилата (PMMA), полиуретана, бисфенол-А-диглицидилэфира метакрилата (Bis-GMA)]; также включает некоторые дополнительные филлеры/компоненты (например, на основе стекла, кварца или керамики). Вещество может быть предварительно загружено в шприц; могут прилагаться специальные одноразовые изделия, используемые при нанесении вещества. После применения изделие нельзя использовать повторно."	
				Однокомпонентный светоотверждаемый, рентгеноконтрастный подкладочный материал, содержащий в своем составе гидроокись кальция, поли мерное связующее (олигокарбонатметакрилат), рентгеноконтрастный наполнитель, инициаторы и активаторы фотополимеризации	соответствие
				Форма выпуска	Паста (шприц)
				Вес, г	≥ 3,5
45	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	50	Описание по КТПУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.204.001.524.014 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,4 ± 0,05
				Длина бора, мм	≥ 22
				Зернистость – средняя	соответствие
				Для углового наконечника	соответствие
				Форма рабочей части -сферическая (круглая)	соответствие
46	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	50	Описание по КТПУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.314.042.524.050 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	5,0 ± 0,2
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость – средняя	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма рабочей части - колесо	соответствие
47	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	10	Описание по КТПУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.204.002.524.023 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	2,3 ± 0,01

				Длина мм	≥ 22
				Зернистость – средняя	соответствие
				Для углового наконечника	соответствие
				Форма головки – сферическая (круглая) с буртиком	соответствие
48	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	10	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.204.002.534.023 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	$2,3 \pm 0,01$
				Длина мм	≥ 22
				Зернистость – грубая	соответствие
				Для углового наконечника	соответствие
				Форма головки – сферическая (круглая) с буртиком	соответствие
49	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	10	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.206.697.544.031 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	$3,1 \pm 0,01$
				Длина мм	≥ 30
				Зернистость – очень грубая	соответствие
				Для углового наконечника	соответствие
				Форма головки – сферическая длинная (хирургическая)	соответствие
50	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	50	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.206.697.544.035 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	$3,5 \pm 0,01$
				Длина мм	≥ 30
				Зернистость – очень грубая	соответствие
				Для углового наконечника	соответствие
				Форма головки – сферическая длинная (хирургическая)	соответствие
51	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	50	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например,	

				кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.104.001.524.018 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,8 ± 0,01
				Длина мм	≥ 45
				Зернистость – средняя	соответствие
				Для прямого наконечника	соответствие
				Форма головки – сферическая (круглая)	соответствие
52	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	50	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.314.001.524.014 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,8 ± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость – средняя	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – сферическая (круглая)	соответствие
53	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.314.167.524.016 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,6± 0,01
				Длина мм	≥ 26
				Зернистость - средняя	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – конус остроконечный	соответствие
54	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.314.173.524.016 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,6± 0,01
				Длина мм	≥ 24
				Зернистость - средняя	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – конус усеченный	соответствие
55	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая	

	использования			часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.314.001.534.012 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,2± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость - грубая	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – шар	соответствие
56	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТПУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.314.001.534.016 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,6± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость - грубая	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – шар	соответствие
57	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТПУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.314.697.534.012 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,2± 0,01
				Длина мм	≥ 24
				Зернистость - грубая	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – шар	соответствие
58	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТПУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.314.697.534.016 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,6± 0,01
				Длина мм	≥ 24
				Зернистость - грубая	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие

				Форма головки – шар	соответствие
59	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.314.010.534.012 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,2± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость - грубая	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – обратный конус	соответствие
60	Бор стоматологический алмазный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000006 : Режущий вращающийся твердосплавный инструмент, рабочая часть которого покрыта частицами алмаза. Бор устанавливается в наконечник, который, совершая вращение, позволяет резать твердые ткани в полости рта, например, кость или зуб. Также может использоваться для резки твердых металлов, пластмасс, керамики и подобных материалов для производства стоматологических изделий. Может быть одноразовым и многоразовым.	
				ISO 806.314.010.534.016 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,6± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость - грубая	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – обратный конус	соответствие
61	Бор стоматологический карбидный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000058 Вращающееся режущее изделие, изготавливаемое из высококачественной стали, рабочий конец которого изготавливается или покрывается карбидом вольфрама, и которое закрепляется в стоматологическом наконечнике, который обеспечивает вращение, что позволяет пользователю разрезать твердые структуры во рту, например, зубы или кость. Также может использоваться для разрезания металлов, пластика, керамики и похожих материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				ISO FG 847.016 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,6± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость - средняя	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – удлиненный конус с плоским концом	соответствие
62	Бор стоматологический карбидный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000058 Вращающееся режущее изделие, изготавливаемое из высококачественной стали, рабочий конец которого изготавливается или покрывается карбидом вольфрама, и которое закрепляется в стоматологическом наконечнике, который обеспечивает вращение, что позволяет пользователю разрезать твердые структуры во рту, например, зубы или кость. Также может использоваться для разрезания металлов,	

				пластика, керамики и похожих материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				ISO FG 881.016 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,6± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость – очень грубая	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – цилиндр с закругленным концом	соответствие
63	Бор стоматологический карбидный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000058 Вращающееся режущее изделие, изготавливаемое из высококачественной стали, рабочий конец которого изготавливается или покрывается карбидом вольфрама, и которое закрепляется в стоматологическом наконечнике, который обеспечивает вращение, что позволяет пользователю разрезать твердые структуры во рту, например, зубы или кость. Также может использоваться для разрезания металлов, пластика, керамики и похожих материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				ISO FG 801.012 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,2± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость – средняя	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – шаровидная	соответствие
64	Бор стоматологический карбидный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000058 Вращающееся режущее изделие, изготавливаемое из высококачественной стали, рабочий конец которого изготавливается или покрывается карбидом вольфрама, и которое закрепляется в стоматологическом наконечнике, который обеспечивает вращение, что позволяет пользователю разрезать твердые структуры во рту, например, зубы или кость. Также может использоваться для разрезания металлов, пластика, керамики и похожих материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				ISO FG 801.016 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,6± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость – средняя	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – шаровидная	соответствие
65	Бор стоматологический карбидный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000058 Вращающееся режущее изделие, изготавливаемое из высококачественной стали, рабочий конец которого изготавливается или покрывается карбидом вольфрама, и которое закрепляется в стоматологическом наконечнике, который обеспечивает вращение, что позволяет пользователю разрезать твердые структуры во рту, например, зубы или кость. Также может использоваться для разрезания металлов, пластика, керамики и похожих материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				ISO FG 801.016 SL или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,6± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость – средняя	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – шаровидная	соответствие

66	Бор стоматологический карбидный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000058 Вращающееся режущее изделие, изготавливаемое из высококачественной стали, рабочий конец которого изготавливается или покрывается карбидом вольфрама, и которое закрепляется в стоматологическом наконечнике, который обеспечивает вращение, что позволяет пользователю разрезать твердые структуры во рту, например, зубы или кость. Также может использоваться для разрезания металлов, пластика, керамики и похожих материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				ISO FG 801.016 SL или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,6± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость – грубая	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – шаровидная	соответствие
67	Бор стоматологический карбидный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000058 Вращающееся режущее изделие, изготавливаемое из высококачественной стали, рабочий конец которого изготавливается или покрывается карбидом вольфрама, и которое закрепляется в стоматологическом наконечнике, который обеспечивает вращение, что позволяет пользователю разрезать твердые структуры во рту, например, зубы или кость. Также может использоваться для разрезания металлов, пластика, керамики и похожих материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				ISO FG 805.012 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,2± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость – средняя	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – обратный конус	соответствие
68	Бор стоматологический карбидный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000058 Вращающееся режущее изделие, изготавливаемое из высококачественной стали, рабочий конец которого изготавливается или покрывается карбидом вольфрама, и которое закрепляется в стоматологическом наконечнике, который обеспечивает вращение, что позволяет пользователю разрезать твердые структуры во рту, например, зубы или кость. Также может использоваться для разрезания металлов, пластика, керамики и похожих материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				ISO FG 805.016 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,6± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость – средняя	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – обратный конус	соответствие
69	Бор стоматологический карбидный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000058 Вращающееся режущее изделие, изготавливаемое из высококачественной стали, рабочий конец которого изготавливается или покрывается карбидом вольфрама, и которое закрепляется в стоматологическом наконечнике, который обеспечивает вращение, что позволяет пользователю разрезать твердые структуры во рту, например, зубы или	

				кость. Также может использоваться для разрезания металлов, пластика, керамики и похожих материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				ISO FG 805.012 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,2± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость – грубая	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – обратный конус	соответствие
70	Бор стоматологический карбидный, многоразового использования	шт	5	Описание по КТРУ 32.50.11.000-00000058 Вращающееся режущее изделие, изготавливаемое из высококачественной стали, рабочий конец которого изготавливается или покрывается карбидом вольфрама, и которое закрепляется в стоматологическом наконечнике, который обеспечивает вращение, что позволяет пользователю разрезать твердые структуры во рту, например, зубы или кость. Также может использоваться для разрезания металлов, пластика, керамики и похожих материалов. Это изделие, пригодное для многоразового использования.	
				ISO FG 859.014 или эквивалент	
				Диаметр рабочей части, мм	1,4± 0,01
				Длина мм	≥ 19
				Зернистость – средняя	соответствие
				Для турбинного наконечника	соответствие
				Форма головки – удлинённый конус с заостренным концом	соответствие