



Совместное общество с ограниченной ответственностью

НОБЕЛЬ ГРУПП

Республика Беларусь, Минск, ул. Лынькова 69
+375 17 201-42-90 | +375 17 369-69-03 | +375 17 369-67-92

info@nobel-group.by

NOBEL GROUP

SINCE 2009

моющее средство FORZA™ Light

для ультразвуковых моек и ванн

Назначение: очистка загрязненных объектов (инструментария, посуды и пр.) в ультразвуковых мойках и ваннах в медицинских организациях и лабораториях.

Наименование	Концентрация рабочего раствора, г/л	Диапазон pH рабочего раствора	Диапазон температуры рабочего раствора	Очищаемые материалы	Ограничения	Рекомендуется
FORZA Light	0.5 — 1.5	8.0 — 10.0	15 — 60	любые	нет	для металлов, пластика, резины и стекла

Особенности

Низкая рабочая концентрация (ССМ ≈ 8 г/л)

Описание продукта

Активные ингредиенты:

НПАВ (АЕ) <5 %
КПАВ (АНЕО) <5 %
АмПАВ <5 %
Натрия гидроксид <1 %
EDNA | GLDA <10 %

Эффект:

- эмульгатор (диспергатор) загрязнений
- смачиватель, антистатик, ингибитор коррозии
- гидротроп-соПАВ, ингибитор Fe
- корректор pH
- умягчитель воды

Воздействие

на окружающую среду

Все используемые вещества зарегистрированы ЕСНА

ПАВ - биоразлагаемы

Упаковка может быть переработана



**БЫСТРАЯ
КАЧЕСТВЕННАЯ
ОЧИСТКА**

МАКСИМАЛЬНОЕ
ОЧИЩАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ

Физическая
сила

ультразвуковые
волны

Химическая
сила

Температура
моющего
раствора

Моющее
средство



MEDICAL

designed especially for medical use

THE PATH TO THE PERFECT PURITY!

