




**ВАШ СТЕРИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
БЕЗ КОМПРОМИССОВ**

**ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ**



Ортодонтический инструмент

Качество и инженерство объединяются для достижения выдающейся производительности

Линия ортодонтических инструментов предоставляет ортодонтическому профессионалу изысканный ассортимент. Внимание к деталям в разработке этих прочных, высококачественных инструментов не имеет себе равных в этой индустрии.

- Клещи для склеивания обеспечивают гладкое радиусное соединение
- Наконечники приборов остаются выровненными и работают плавно, бесстрессового использования
- Номер детали с лазерной гравировкой и применимый провод размеры для легкой идентификации

Инструменты обладают высшим качеством, подтверждено следующими гарантиями:

- 10 лет на гибочные станки и плоскогубцы
- 7 лет для резцов
- 1 год для Матъе

Качественные характеристики включают в себя:


Алмазно-заточенные режущие кромки

Высококачественные, коррозионностойкие поковки из нержавеющей стали

Эргономичный дизайн для максимального комфорта и безопасности

Сатинированная отделка уменьшает блики для точной обработки

Максимальная производительность вставка из нержавеющей стали




Режущие инструменты

Кусачки дистальные

Ножницы режут жесткую проволоку и могут легко резать все типы проводов в диапазоне от 0,012" (.30 мм) до 0,021" x .025" (.53 мм x .64 мм).

30\$

Артикул # [HQ-02005-01](#)




Кусачки дистальные

Длинный вариант ручки, который может легко разрезать все типы проводов в диапазоне от .012" (.30 мм) до .021" x .025" (.53 мм x .64 мм).

30\$

Артикул # [HQ-02005-02](#)



Кусачки для проволоки

Предназначен для резки жесткого провода до 0,022" x 0,028" (.56 мм x .71 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02005-03](#)



Кусачки лигатурные

Предназначен для резки мягких проволоочных штифтов и лигатурной проволоки длиной до 0,015 дюйма (0,38 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02005-04](#)



Кусачки лигатурные

Меньшие наконечники на этой модели обеспечивают доступ в труднодоступные места. Предназначен для резки мягких проволоочных штифтов, резинок и лигатурной проволоки длиной до 0,012 дюйма (0,30 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02005-05](#)



Режущие инструменты

Кусачки лигатурные

Тонкие наконечники этой модели обеспечивают доступ в труднодоступные места. Предназначен для резки мягких проволочных штифтов, резинок и лигатурной проволоки длиной до 0,012 дюйма (0,30 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02005-06](#)



Кусачки лигатурные

Смещение 15° с тонкими наконечниками обеспечивает доступ в труднодоступные места. Предназначен для резки мягких проволочных штифтов, резинок и лигатурной проволоки длиной до 0,012 дюйма (0,30 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02005-07](#)



Кусачки лигатурные мини

Сверхтонкие наконечники обеспечивают доступ к узким участкам между кронштейнами. Предназначен для резки мягких проволочных штифтов, резинок и лигатурной проволоки длиной до 0,012 дюйма (0,30 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02005-08](#)




Кусачки дистальные

Резец удержания безопасности режет заподлицо дистально к щечной трубке. Режет все типы арочных проводов до 0,020" круглых (0,51 мм) или 0,019" x 0,025" прямоугольных.

30\$

Артикул # [HQ-02005-09](#)



Плоскогубцы Общего Назначения

Щипцы Weingart

Зазубренные наконечники надежно удерживают провода во рту.
Конические клювы легко помещаются в труднодоступные места.

Normal 15\$
Japani 22\$



Артикул # **HQ-02004-02**

Щипцы для брекетов

Зазубренные наконечники предназначены для превосходного захвата проволоки. Как плоскогубцы полезны для размещения и удаления арочных проводов, штырей и других вспомогательных устройств.

Normal 15\$
Japani 22\$



Артикул # **HQ-02005-10**

Щипцы для брекетов

Превосходная конструкция наконечника обеспечивает легкий доступ для удаления излишков клея после обвязки.
Двустороннее сменное лезвие.

Сменные колодки

Normal 15\$
Japani 22\$



1/4" Сменные колодки (6)

Артикул # **HQ-02005-11**

Щипцы для брекетов

Безопасно и быстро удаляет задние полосы. Заостренный наконечник скользит под лентой, в то время как пластиковый наконечник защищает окклюзионную поверхность зуба для легкого удаления ленты и комфорта пациента.

3/16" Сменные колодки (6)

Normal 15\$
Japani 22\$



1/4" Сменные колодки (6)

Артикул # **HQ-02005-12**

Плоскогубцы Общего Назначения

Щипцы для брекетов

Безопасно и легко удаляет стальные, керамические и пластиковые скобы прямого соединения, а также оставшийся клей с поверхности зуба.

Normal 15\$
Japani 22\$

Артикул # **HQ-02005-13**



Щипцы для брекетов

Угловая конструкция быстро и легко удаляет передние и задние прямые скрепляющие кронштейны.

Normal 15\$
Japani 22\$

Артикул # **HQ-02005-14**



Щипцы для брекетов

Идеально подходит для изменения формы моляров и коронок.

Normal 15\$
Japani 22\$

Артикул # **HQ-02005-15**



Плоскогубцы Для Формовки Проволоки

Щипцы Jarabak

Отлично подходит для точного изгиба проволоки и формирования петель. Тонкие зазубрины на квадратном клюве и три прецизионные канавки обеспечивают точные и сложные изгибы и петли. Провода до 0,020" (0,51 мм)

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # **HQ-02005-16**



Щипцы с тремя губками

Отрегулируйте застёжки, фиксаторы и арочные провода, не повреждая провод. Прецизионные наконечники тщательно скошены, чтобы создать исключительную точность регулировки. Провода до 0,030" (0,76 мм)

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # **HQ-02005-17**



Щипцы клювовидные

Инструмент для всех видов гибкой проволоки. Круглые и пирамидальные конические клювы будут работать с проволокой любого размера до 0,030 дюйма (0,76 мм).

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # **HQ-02005-18**



Щипцы

Прецизионные конические клювы допускают сложные изгибы и петли в арочных проволоках до 0,020 дюйма (0,51 мм). ПАЗ обеспечивает отсутствие скольжения сцепления.)

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # **HQ-02005-19**



Плоскогубцы Для Формовки Проволоки

Щипцы

Отлично подходит для создания точных петель в .045", .060" и .075" диаметры в проводах до .022" x .025" (.53 мм x .64 мм).

N 15\$

J 22\$

Артикул # **HQ-02005-20**



Щипцы

Легко крутите и сгибайте провода, не задевая арочную проволоку. Ширина лезвия .070". Провода до 0,022" x 0,025" (.53 мм x .64 мм)

N 15\$

J 22\$

Артикул # **HQ-02005-21**



Щипцы

Образует двойные и тройные изгибы спины в проволоке 0,030" и 0,036" для лингвальных оболочек.

N 15\$

J 22\$

Артикул # **HQ-02005-22**



Щипцы

Гладкие рабочие поверхности обеспечивают последовательное формирование и контурирование арок диаметром до 0,030 дюйма (0,76 мм).

N 15\$

J 22\$

Артикул # **HQ-02005-23**



Плоскогубцы Для Формовки Проволоки

Щипцы

Прецизионные конические клювы допускают сложные изгибы и петли в арочных проволоках до 0,020 дюйма (0,51 мм).

N 15\$

J 22\$

Артикул # **HQ-02005-24**



Щипцы

Поместите точный V-образный изгиб 1 мм с одним простым сжатием, чтобы укоротить арочную проволоку или обеспечить положительную остановку. Провода до 0,022" x 0,025" (.53 мм x .64 мм).

N 15\$

J 22\$

Артикул # **HQ-2005-25**




Щипцы

Прецизионные конические клювы допускают сложные изгибы и петли в арочных проволоках до 0,020 дюйма (0,51 мм).

N 15\$

J 22\$

Артикул # **HQ-02005-26**




Плоскогубцы Птичий Клюв с Резаком

Универсальный инструмент, который сгибает и режет арочные провода до 0,022" x 0,025" (.53 мм x .64 мм).

N 15\$

J 22\$

Артикул # **HQ-02005-27**



Плоскогубцы Для Формовки Проволоки

Щипцы

Длинные конические клювы позволяют создавать сложные изгибы арочных проволок размером до 0,022" x 0,025" (0,53 мм x 0,64 мм).

N 15\$

J 22\$

Артикул # **HQ-02005-28**



Щипцы

Стягивает и сгибает проволоку NiTi дистальнее щечной трубки. Провода до 0,025" (0,63 мм)..

N 15\$

J 22\$

Артикул # **HQ-02005-29**



Матье



Узкий Наконечник

Узкий наконечник иглодержателя в стиле **Матье** имеет зазубренные наконечники. Предохранительный замок снижает вероятность попадания перчаток в храповик, в то время как двойная пружина позволяет мгновенно открываться и закрываться. Отлично подходит для размещения лигатурных проволок и эластомерных стяжек.

Артикул # **HQ-02005-30**

N 15\$ T.c
J 24\$ T.c



Маленький Ультратонкий Наконечник

Ультратонкий наконечник иглодержателя **Матье** имеет зазубренные наконечники. Этот инструмент является исключительным для использования при размещении эластичных лигатурных стяжек. Предохранительный замок снижает вероятность попадания перчаток в храповик, в то время как двойная пружина позволяет мгновенно открываться и закрываться.

Артикул # **HQ-02005-31**

N 15\$ T.c
J 24\$ T.c



Инструменты

Производительность, удобство использования
и гарантированная надежность

Наши новые ортодон-
тические плоскогубцы
были разработаны и
изготовлены особым
вниманием к деталям,
что обеспечит повышен-
ную производительность
и долговечность. Забота
и точность, которые входят
в каждый инструмент,
обеспечьте себе качество,
на которое вы можете
положиться каждый раз,
когда берете его в руки!

Качественные характеристики включают в себя:

Превосходная
производительность
вставок из нержавеющей
стали

Гладкие и
закругленные углы

Надежное заподлицо
винтовое
соединение

Полированная
коррозионностойкая
отделка

Лазерная гравировка
номеров деталей и
применимых размеров
проволоки на ручках

Пожизненная гарантия
надежды материала
и мастерство изготовления



Режущие инструменты

Кусачки дистальные

Может легко резать все типы проводов в диапазоне от .012" (.30 мм) до .021" x .025" (.53 мм x .64 мм).

30\$

Артикул # [HQ-02004-03](#)



Кусачки дистальные

Длинный вариант ручки, который может легко разрезать все типы проводов в диапазоне от .012" (.30 мм) до .021" x .025" (.53 мм x .64 мм).

30\$

Артикул # [HQ-02004-04](#)



Кусачки дистальные

Резец удержания безопасности режет заподлицо дистально к щечной трубке. Режет все типы проводов от .010" (.25 мм) до .020" (.51 мм).

Сменная силиконовая вставка (3 шт. в упаковке)

30\$

Артикул # [HQ-02004-05](#)



Кусачки для проволоки

Предназначен для резки жестких проводов в диапазоне от 0,010" (.25 мм) до 0,022" x .028" (.56 мм x .71 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02004-06](#)



Кусачки лигатурные

Предназначен для резки мягких проволочных штифтов и лигатурной проволоки длиной до 0,015 дюйма (0,38 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02004-01](#)



Режущие инструменты

Кусачки для проволоки

Тонкие наконечники этой модели обеспечивают доступ в труднодоступные места. Предназначен для резки мягких проволочных штифтов, резинок и лигатурной проволоки длиной до 0,012 дюйма (0,30 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02004-07](#)



Кусачки для проволоки

Вариант с длинной ручкой, который обеспечивает еще более легкий доступ в эти труднодоступные районы. Также предназначен для резки мягких проводов длиной до 0,012 дюйма (0,30 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02004-08](#)



Кусачки для проволоки

Смещение на 15° с тонкими наконечниками обеспечивает доступ в труднодоступные места. Предназначен для резки мягких проволочных штифтов, резинок и лигатурной проволоки длиной до 0,012 дюйма (0,30 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02004-09](#)



Кусачки для проволоки

Сверхтонкие наконечники обеспечивают доступ к узким участкам между кронштейнами. Предназначен для резки мягких проволочных штифтов, резинок и лигатурной проволоки длиной до 0,012 дюйма (0,30 мм).

21\$

Артикул # [HQ-02004-10](#)



Плоскогубцы общего назначения

Щипцы Weingart

Зазубренные кончики крепко держат провода во рту. Заостренные клювы легко помещаются в труднодоступных местах.

Normal 15\$
Japani 22\$

Артикул # **HQ-02004-36**



Щипцы How

Зазубренные наконечники предназначены для превосходного захвата проволоки. How плоскогубцы полезны для размещения и удаления штифтов арочных проводов и других вспомогательных устройств.

Normal 15\$
Japani 22\$

Артикул # **HQ-02004-11**



Щипцы для брекетов

Превосходная конструкция наконечника обеспечивает легкий доступ для удаления излишков клея После обвязки.

Двустороннее сменное лезвие.

Сменное лезвие

1/4" Сменные колодки (6)

Normal 15\$
Japani 22\$

Артикул # **HQ-02004-12**



Щипцы для брекетов

Безопасно и быстро удаляет задние полосы. Заостренный наконечник скользит под лентой, в то время как пластиковый наконечник защищает окклюзионную поверхность зуба для легкого удаления ленты и комфорта пациента.

3/16" Сменные колодки (6)

1/4" Сменные колодки (6)

Normal 15\$
Japani 22\$

Артикул # **HQ-02004-13**



Плоскогубцы общего назначения

Щипцы Weingart

Зазубренные кончики крепко держат провода во рту. Заостренные клювы легко помещаются в труднодоступных местах.



Артикул # **HQ-02004-14**

Щипцы How

Зазубренные наконечники предназначены для превосходного захвата проволоки. How плоскогубцы полезны для размещения и удаления штифтов арочных проводов и других вспомогательных устройств.



Артикул # **HQ-02004-15**

Щипцы для брекетов

Превосходная конструкция наконечника обеспечивает легкий доступ для удаления излишков клея После обвязки.

Двустороннее сменное лезвие.

Сменное лезвие



1/4" Сменные колодки (6)

Артикул # **HQ-02004-16**

Плоскогубцы для Снятия Задней Ленты, длинные

Безопасно и быстро удаляет задние полосы. Заостренный наконечник скользит под лентой, в то время как пластиковый наконечник защищает окклюзионную поверхность зуба для легкого удаления ленты и комфорта пациента.

3/16" Сменные колодки (6)

1/4" Сменные колодки (6)



Артикул # **HQ-02004-17**

Плоскогубцы общего назначения

Щипцы для брекетов

Безопасно и легко удаляет стальные, керамические и пластиковые скобы прямого соединения и оставшийся клей с поверхности зуба.

Normal 15\$
Japani 22\$

Артикул # **HQ-02004-18**



Щипцы для брекетов

Угловая конструкция быстро и легко удаляет передние и задние прямые скрепляющие кронштейны.

Normal 15\$
Japani 22\$

Артикул # **HQ-02004-19**



Щипцы для брекетов

Идеально подходит для изменения формы молярных лент и коронок.

Normal 15\$
Japani 22\$

Артикул # **HQ-02004-20**



Инструменты Для Формования Проволоки

Щипцы Jarabak

Отлично подходит для точного изгиба проволоки и формирования петель. Тонкие зазубрины на квадратном клюве и три прецизионные канавки обеспечивают точные и сложные изгибы и петли.

Провода до 0,020" (0,51 мм)

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # [HQ-02004-21](#)



Щипцы с тремя губками

Отрегулируйте застёжки, фиксаторы и арочные провода, не повреждая провод. Прецизионные наконечники тщательно скошены, чтобы обеспечить исключительную точность регулировки.

Провода до 0,030" (0,76 мм)

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # [HQ-02004-22](#)



Щипцы клювовидные

Инструмент для всех видов гибки проволоки. Круглые и пирамидальные конические клювы будут работать с проволокой любого размера до 0,030 дюйма (0,76 мм).

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # [HQ-02004-23](#)



Щипцы клювовидные

Прецизионно-конические клювы позволяют создавать сложные изгибы и петли в арочных проволоках длиной до 0,020 дюйма (0,51 мм). ПАЗ обеспечивает отсутствие скольжения сцепления.

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # [HQ-02004-24](#)



Щипцы петлевые

Отлично подходит для изготовления точных петель диаметром 0,045 дюйма (1,1 мм), 0,060 дюйма (1,5 мм) и 0,075 дюйма (1,9 мм) в проволоках до 0,022 дюйма x 0,025 дюйма (53 мм x 64 мм).

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # [HQ-02004-25](#)




Инструменты Для Формования Проволоки

Щипцы для проволоки

Легко крутите и сгибайте провода, не задевая арочную проволоку.
Ширина лезвия .070" (1,8 мм). Провода до 0,022" x 0,025" (.53мм x .64 мм)


Normal 15\$
Japani 22\$
Артикул # [HQ-02004-26](#)



Щипцы для проволоки

Образует двойные и тройные изгибы спины в проволоке 0,030" (0,76 мм) и 0,036" (0,91 мм) для язычных оболочек.

Normal 15\$
Japani 22\$
Артикул # [HQ-02004-27](#)



Щипцы для проволоки

Гладкие рабочие поверхности обеспечивают последовательное формирование и контурирование арок диаметром до 0,030 дюйма (0,76 мм).

Normal 15\$
Japani 22\$
Артикул # [HQ-02004-28](#)



Щипцы для проволоки

Прецизионные наконечники для точной регулировки проволоки и застежки и контурной обработки. Также отличные плоскогубцы для склеивания ортопедических приспособлений. Превосходная прочность для проводов до 0,030" (0,76 мм).

Normal 15\$
Japani 22\$
Артикул # [HQ-02004-29](#)



Щипцы для проволоки

Прецизионные конические клювы допускают сложные изгибы и петли в арочных проволоках до 0,020 дюйма (0,51 мм).

Normal 15\$
Japani 22\$
Артикул # [HQ-02004-30](#)



Инструменты Для Формования Проволоки

Щипцы для Nanse

Прецизионное формирование петли с четырехступенчатым наконечником (3, 4, 5 и 6 мм). Отлично подходит для проводов длиной до 0,022 дюйма (0,53 мм). Не зазубренные наконечники и скошенные края предотвращают зазубривание проволоки.

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # [HQ-02004-31](#)



Щипцы для Adams

Конические квадратные клювы; 0,045" (1,1 мм) атр и параллельны отверстию 1 мм, идеально подходят для размещения всех типов насадок или гибки проволоки до 0,40" (1,0 мм).

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # [HQ-02004-32](#)



Щипцы для проволоки

Поместите точный V-образный изгиб 1 мм с одним простым сжатием, чтобы укоротить арочную проволоку или обеспечить положительную остановку. Провода до 0,022" x 0,025" (.53 мм x .64 мм).

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # [HQ-02004-35](#)



Щипцы для проволоки

Круглые и вогнутые клювы загибают круглую или прямоугольную проволоку с твердым захватом, который не забудет проволоку. Легко сгибает и формирует все типы проволоки размером до 0,022" x 0,025" (0,53 мм x 0,64 мм).

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # [HQ-02004-33](#)



Щипцы для проволоки

Универсальный инструмент, который сгибает и режет проволоку в диапазоне от 0,015" (.38 мм) до 0,025" (.64 мм)

Normal 15\$

Japani 22\$

Артикул # [HQ-02004-34](#)



Гарантийная Политика Прибора

Политика гарантии и ремонта ортодонтических инструментов, страницы E-2 - E-8:

ClassOne гарантирует, что в своих ортодонтических инструментах не будет дефектных материалов и дефектов изготовления в течение всего срока службы изделия. Резаки, Гарантия на гибочные станки и универсальные клещи составляет 3 (три) года. Это касается коррозии, выхода из строя соединения и поломки при нормальной эксплуатации. Правильная очистка и техническое обслуживание необходимы для сохранения гарантии. Данная гарантия может быть аннулирована, если за инструментами не ухаживают должным образом, включая очистку и смазку. ClassOne оставляет за собой право принимать решение о ремонте или замене инструмента. Заточка фрезы и ремонт мелких повреждений наконечника не покрываются гарантией, поскольку при нормальном использовании это считается плановым обслуживанием.

Очистка, стерилизация и техническое обслуживание

Очистка:

Очистите и удалите весь сыпучий мусор сразу же после использования. Для очистки инструментов используйте ферментативный чистящий раствор в ультразвуковом очистителе. Ваш ультразвуковой раствор следует менять ежедневно. Навесные инструменты следует чистить и стерилизовать в открытом положении. При неправильной чистке инструментов может произойти обесцвечивание и окисление. Чтобы увеличить срок службы ваших инструментов, тщательно очистите их. Используйте моющие и дезинфицирующие средства, пригодные для использования с медицинскими и/или стоматологическими инструментами. Следуйте инструкциям производителя, касающимся концентрации и продолжительности воздействия.

Смазка:

Для увеличения срока службы ваших инструментов рекомендуется регулярная смазка. Перед стерилизацией смажьте инструменты. Это следует делать, по крайней мере, еженедельно. Используйте только смазочные материалы, предназначенные для прецизионных шарнирных инструментов. При использовании сухого теплового стерилизатора обязательно используйте смазку, совместимую с рабочими температурами вашего сухого теплового агрегата.

Заточка:

Регулярная заточка вашего резака увеличит срок его службы, а также его способность резать более эффективно. Частота заточки зависит от частоты использования, а также типы и диаметры проводов, на которых используется резак. Чаще проверяйте резцы, чтобы определить, нужна ли заточка.

Стерилизация:

При стерилизации инструменты должны находиться в открытом положении. Наиболее эффективным методом является паровой автоклав эти ортодонтические инструменты фактически предназначены для использования с паровым автоклавом. Паровые автоклавы не будут притуплять резцы. Другие типы стерилизующих методов включают химический пар или сухое тепло. Использование холодных стерилизаторов не рекомендуется. Если их использовать, они могут химически атаковать ваши инструменты. Все стерилизационные установки должны быть чистыми и работать должным образом.

Коррозия:

Эти инструменты очень устойчивы к коррозии. Вы можете предотвратить проблемы коррозии, правильно следуя всем рекомендациям производителей. Может появиться обесцвечивание, которое не может быть коррозией. Органические материалы, которые остаются, могут дать видимость коррозии и быть ошибочно приняты за ржавчину. Никогда не смешивайте корродированный инструмент с новыми инструментами, так как окисление может распространиться на новые инструменты. Рекомендуется выбросить и заменить проржавевший инструмент.



Щипцы

Артикул # **HQ-02008-01**

N 23\$
J 36\$



С добавлением полностью инструментальных стальных пластин и прецизионных шлифованных канавок для тяжелых условий эксплуатации. Кованые плоскогубцы обеспечивают надежный нескользящий захват.



Щипцы

Артикул # **HQ-02008-02**

N 15\$
J 23\$




Лигатурная проволока легко скользит в прецизионно-камерный слот без обертывания - чтобы дать оператору больше контроля над герметичностью скручиваний и легким высвобождением одной рукой.



Mathieu Зубчатый Наконечник

Артикул # **HQ-02008-03**

N 12\$ T.c
J 23\$ T.c



Наш стандартный Mathieu имеет зубчатые наконечники для надежного захвата эластомерных лигатурных стяжек. Твердосплавные вставки делают этот инструмент очень прочным, с которым можно полагаться на каждый день.



Mathieu с Крючком

Артикул # **HQ-02008-04**

Same above



Mathieu Заостренный Тонкий

Артикул # **HQ-02008-05**

Same above



Подобно другому нашему, но с более заостренным тонким наконечником. Также сделано из премиум-класса качественная немецкая нержавеющая сталь.



Smaha Ультратонкий

Артикул # **HQ-02008-06**

Same above



Ультратонкий наконечник, лучше подходит для лигатур из нержавеющей стали.


Разные & Классические Инструменты



Стриппер для Эмали

Артикул # **HQ-02007-01**

Хорошо продуманный инструмент для снятия эмали из нержавеющей стали, который легко загружать и работать, инструкции включены. Глубину абразивной полосы можно регулировать, исключение



Абразивные полосы

Размер	Кол/уп	Односторонний	Двухсторонний
4 mm	12/уп	HQ-02007-02	HQ-02007-12
6 mm	12/уп	HQ-02007-03	HQ-02007-13
8 mm	12/уп	HQ-02007-04	HQ-02007-14

Доступны одностор/двустор со средней зернистостью.



Позиционер для брекетов

.018" Артикул # **HQ-02081-01**
Артикул # **HQ-02081-02**



Этот двухсторонний датчик облегчает установку кронштейна. Выберите размер слота .018" или .022". Измеряет высоту 3,5 мм, 4 мм, 4,5 мм и 5 мм от щели кронштейна до окклюзионной поверхности зуба.



Silver 6\$



Позиционер классический

N 6\$

Артикул # **HQ-02081-03**

Четыре различных параметра измерения - 3,5 мм, 4 мм, 4,5 мм и 5 позволяют выбрать правильную высоту кронштейна для любого зуба. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Тепловая или холодная стерилизация.



Классический Pusher

Артикул # **HQ-02081-04**

French 8\$

Уникальные зубчатые зазубрины на концах обеспечивают прочный захват и эффективный контроль над толчком, полировкой и установкой полос.

Классические Инструменты

Щипцы сепарционные

N 14\$

J 23\$

Артикул # **HQ-02081-05**



Этот инструмент из нержавеющей стали обеспечивает легкий доступ при размещении сепараторных модулей. Действие пружины назад и встроенный стопор помогают уменьшить поломку модуля.



Пинцет

N 4\$

J 7\$

Артикул # **HQ-02081-06**

Скобочный пинцет первого класса имеет расширенные наконечники, чтобы лучше помочь в визуальном размещении скобок. Он предназначен для того, чтобы крепко держать кронштейны и отпускать при сжатии.



Пинцет классический Perry College

Имеет зазубренные наконечники для противоскольжения.

N 4\$

J 7\$

Артикул # **HQ-02081-07**



Скалер классический

N 3\$

French 5\$

Артикул # **HQ-02081-08**

Односторонний скейлер изготовлен из нержавеющей стали и имеет большой крюк, обеспечивающий отличный доступ в труднодоступные места.




Классические Инструменты

Классический Одност/Угловой Скалер

N 4\$
French 6\$

Артикул # **HQ-02081-09**

Наконечник имеет небольшой угол смещения и чрезвычайно тонкий для эластичного удаления и масштабирования.



Классический Инструмент Для Обрезки Смолы

N 3\$
French 6\$

Артикул # **HQ-02081-10**

Этот инструмент имеет тонкую, точеную кромку, чтобы помочь в удалении излишков клея во время ваших процедур склеивания. Это также помогает в размещении скобок.



Классический Mathieu Маленький

N 12\$ T.c
J 21\$ T.c

Артикул # **HQ-02081-11**

Прецизионные зубчатые наконечники. Размещение лигирующих проволок и эластомерных стяжек. Самоблокирующийся замок обеспечивает нескользящее сцепление. Маленькая ручка.



Классический Mathieu Тонкий Наконечник

N 7\$
J 12\$

Артикул # **HQ-02081-12**

Прецизионные зубчатые наконечники. Размещение лигирующих проволок и эластомерных стяжек. Самоблокирующийся замок обеспечивает нескользящее сцепление.

