

NEO THREAD (PCL)

1

Mono/Screw Thread

- Основы Mono Thread
- Сравнительные данные
- Характеристика

2


Multi Thread

- Основы Multi Thread
- Состав
- Преимущества
- Сравнительные данные
- Характеристика


3

Cog Thread


- Основы Cog Thread
- Основы нитей для носа
- Характеристика



PCL – это капролактон, являющийся безопасным биосовместимым материалом, который в настоящее время широко применяется в производстве медицинских препаратов (нитей для подтяжки кожи, филлеров т.д.)



**PCL нити оставляют после себя каркас
из вновь сформированной молодой соединительной ткани**



Процедура с использованием PCL нитей позволяет добиться высокого эффекта подтяжки кожи без побочных реакций. Полное рассасывание нитей длится до 24 месяцев, что позволяет добиться длительной продолжительности эффекта.


- Главные отличия между PDO, PLLA и PCL нитями

	PDO	PLLA	PCL
Период биодеградации	6-8 месяцев	12-18 месяцев	16-24 месяцев
Уровень гибкости	Средняя	Низкая	Высокая
Уровень дискомфорта	Низкий	Высокий	Отсутствует
Гидролитическое расщепление	Среднее	Среднее	Высокое
Безопасность	Высокая	Высокая	Высокая

PCL нити обладают наиболее высоким уровнем гибкости.

Процедура использования данных нитей не вызывает дискомфорта и совершенно безопасна.


- PCL нити зарекомендовали себя наилучшим образом для коррекции различных областей лица и тела.
- Максимального результата можно достичь уже через 3-4 недели после процедуры.
- Кроме того, применение поликапролактоновых нитей хорошо сочетается с проведением различных косметических процедур, в частности, с контурной пластикой.
- PCL нити компании Neo Geneiss производятся в самых разных модификациях.






NEO MONO & SCREW THREAD

Контур лица, двойной подбородок, контур тела(шеи, груди, ягодиц)




Старение кожи прогрессирует создавая мелкие морщины на ней, разрушая эластин и коллаген

Благодаря обновлению клеток, эластин и коллаген уплотняются




Состояние кожи до инъекции



Состояние кожи после инъекции

Уже через 3-4 недели после тредлифтинга с помощью PCL нитей в коже стимулируется выработка нового коллагена

- ★ Иммунная система распознает вставленную нить как инородное тело, и пытается защитить тело удалив его. Этот процесс порождает аксеническую воспалительную реакцию, образование коллагена и активный приток крови в дермисе. Эти реакции в конечном итоге провоцируют улучшение кожи. Кроме того, натяжение инъекционных нитей вызывают **эффект подъема**.



- * Вставленные нити полностью всасываются до 24 месяцев, и после этого собранные капсулы коллагена продолжают оставаться.

Виды Mono Thread

Модель	Игла	Длина иглы	Длина нити	Толщина нити
M2925	29G	25.4mm	30mm	6-0
M2938	29G	38mm	50mm	6-0
M2950	29G	50mm	70mm	6-0
M2960	29G	60mm	90mm	6-0
M2738	27G	38mm	50mm	6-0
M2750	27G	50mm	70mm	6-0
M2760	27G	60mm	90mm	6-0
M2638	26G	38mm	50mm	6-0
M2650	26G	50mm	70mm	6-0
M2660	26G	60mm	90mm	6-0
M2690	26G	90mm	150mm	6-0

- Доступна модель для глаз NEO Eye Thread (Mono/Cannula)

M2938-C	29G	38mm	50mm	6-0
---------	-----	------	------	-----

Компонент : нити PCL

Упаковка : 20 штук/пачка, 5 пачек/коробка

Растворяемость : до 24 месяцев после процедуры



KFDA CE



Иллюстрация модели M2960

Виды Screw Thread

Модель	Игла	Длина иглы	Длина нити	Толщина нити
S2925	29G	25.4mm	30mm	6-0
S2938	29G	38mm	50mm	6-0
S2950	29G	50mm	70mm	6-0
S2750	27G	50mm	70mm	6-0
S2760	27G	60mm	90mm	6-0
S2660	26G	60mm	90mm	6-0
S2690	26G	90mm	150mm	6-0

- Доступна модель для глаз NEO Eye Thread
- (Screw/Cannula)

S2938-C	29G	38mm	50mm	6-0
---------	-----	------	------	-----

Компонент : нити PCL

Упаковка : 20 штук/пачка, 5 пачек/коробка

Растворяемость : до 24 месяцев после процедуры
Моно нить скручена на игле, что увеличивает натяжность инъекции




Иллюстрация модели S2750



NEO MULTI THREAD

(Twin, Triple, Tornado Screw)


Удаление мелких и глубоких морщин



NEO Multi Thread

Двойные нити повышают укрепление клеток (материал PCL)

Коллаген прогрессирует активацию вокруг и между двойными нитями
основная роль это **повышение эффекта, таких как скорость активации коллагена, восстановление кожи, удаление морщин и т.д.**




Инъекция только NEO Multi Thread

Другая продукция по лифтингу

Одинарная нить (материал PCL)

Результат не достаточно удовлетворительный из за низкого уровня активации коллагена



Инъекция обычной продукции для лифтинга



Компонент : нити PCL

Упаковка : 20 штук/пачка, 5 пачек/коробка

Растворяемость : до 24 месяцев после процедуры

Моно нить скручена на игле, что увеличивает натяжность инъекции

2 скрученные нити

Модель	Игла	Длина иглы	Длина нити	Толщина нити
T2638	26G	38mm	50mm	(6-0) x 2
T2650	26G	50mm	70mm	(6-0) x 2
T2660	26G	60mm	90mm	(6-0) x 2
T2690	26G	90mm	150mm	(6-0) x 2
T2560	25G	60mm	90mm	(6-0) x 2
T2590	25G	90mm	150mm	(6-0) x 2

3 скрученные нити

Модель	Игла	Длина иглы	Длина нити	Толщина нити
TR2360	23G	60mm	90mm	(6-0) x 3
TR2390	23G	90mm	150mm	(6-0) x 3



Модель T2638



Модель TR2630



Иллюстрация модели T2630



Иллюстрация модели T2638

Состав нити PCL

Упаковка : 20 штук/пачка, 5 пачек/коробка

Растворяемость : до 24 месяцев после процедуры

- Скрученные нити вокруг иглы **увеличивают натяжение инъекции**

Tornado threads скручены вокруг иглы для поддержки стабильного урегулирования под кожей, а также сильный лифтинг эффект.

Виды Tornado Screw Thread

Модель	Игла	Длина иглы	Длина нити	Толщина нити
TS2638	26G	38mm	50mm	(6-0) x 2
TS2650	26G	50mm	70mm	(6-0) x 2
TS2660	26G	60mm	90mm	(6-0) x 2
TS2690	26G	90mm	150mm	(6-0) x 2
TS2560	25G	60mm	90mm	(6-0) x 2
TS2590	25G	90mm	150mm	(6-0) x 2




Иллюстрация модели TS2660




NEO COG THREAD

Контур лица, двойной подбородок, контур тела

NEO Cog Thread это нить лифтинга зубчатой формы в виде резьбы, которая была разработана для безопасной и эффективной процедуры лифтинга.

NEO Cog Thread является усовершенствованным методом, по сравнению с контурной нитью для лифтинга, которая была представлена на Американском конгрессе по пластической хирургии.



NEO Cog Thread обеспечивает легкий и идеальный способ приподнять отвисшую кожу, подбородок и линии челюсти неинвазивной процедурой

NEO Cog Thread колючкообразные нити, удаляют мелкие и глубокие морщины, провоцируя синтез волокон коллагена



NEO Cog Thread замедляет старение кожи, поддерживая молодость и красоту кожи

ОСНОВЫ NEO Cog Thread

NEO Nose Thread это форма зубчатой нити с шипами для подъема, который стимулирует внутренний процесс становления формы носа.



NEO Nose Thread приводит к подъему носового хребта и усадку основания носа. Это простой и безопасный метод коррекции формы носа, по сравнению с открытой ринопластикой.

Подъем носового хребта



****эффект и результат
процедуры**

Процедура для кончика носа



****эффект и результат
процедуры.**

- Незамедлительный результат путем размещения множества нитей
- Носовой хребет и кончик приподняты под действием силы тяжести нити (в основном боков)
- Различные вставки делают усадку основания носа

Эффекты от процедуры

- Физические изменения: эффект лифтинга и поддержки обвисшей кожи
- физиологические изменения: синтез коллагена

Быстрота процедуры

- мощная интенсивность и продолжительность
- быстрое восстановление
- требуется всего **30 минут** местной анестезии
- без отеков, без синяков

Эффективность лечения

- полупостоянный эффект
- без шрамов и **быстрое восстановление**
- контур угла нижней челюсти
- **удаление морщин на лице**
- повышение тона лица

Характеристика NEO Cog Thread

Состав PCL

Диаметр : USP 2

Форма : шипообразный (резьбообразный)

Направление формы : однонаправленный

Виды Cog Thread

Модель	Игла	Длина иглы	Длина нити	Толщина нити
C1938-C	19G	38mm	50mm	2
C1950-C	19G	50mm	80mm	2





Иллюстрация модели
C19100

NEO Thread лист продукции

Neo		Neo Multi			Neo Cog
Mono	Screw	Twin	Triple	Tornado Screw	Neo Cog Cannula
M2925	S2925	T2638	TR2360	TS2638	C1938-C
M2938	S2938	T2650	TR2390	TS2650	C1950-C
M2950	S2950	T2660		TS2660	C18100-C
M2960	S2750	T2690		TS2690	
M2738	S2760	T2560		TS2560	
M2750	S2660	T2590		TS2590	
M2760	S2690				
M2638	S2938-C				
M2650					
M2660					
M2690					
M2938-C					

СПАСИБО

NeoGenesis Co., Ltd.
#302, E&C Dream Tower, 146, Seonyu-ro, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, South Korea (07255)
Tel. +82-2-583-1348 Fax. +82-2-2038-0848
Homepage: www.neogenesis.co.kr
Email: info@neogenesis.co.kr