




Красота | Профессионализм | Безопасность

NEO Канюли

Совершенство в эстетических процедурах



Содержание

- Канюли контурной пластики
- Преимущества канюль от NEO
 - Гладкая поверхность
 - Широкий внутренний диаметр
 - Возможность маркировки на канюлях
 - Сертификаты CE / KFDA / GMP / ISO
- Спецификация

Канюли для введения всех типов филлеров с тупоконечной иглой

Канюли NEO не повреждают кровеносные сосуды, в то время как обычные иглы разрезают их.

NEO канюли представляют собой небольшую трубку с тупым концом, которая действует как альтернатива игле при введении различных филлеров. Использование канюли при проведении инъекций снижает риск закупорки сосудов, так как тупой кончик канюли огибает сосуды

Безопасность

После введения подкожное перемещение канюли происходит без повреждения тканей, что позволяет обойтись без анестезирующих препаратов.

Удобство и комфорт

Можно ввести необходимое количество препаратов всего за один сеанс, что исключается в применении обычных инъекций.
Для инъекций всего лица необходимо всего 2-4 прокола.

Минимальное время восстановления

Одно из преимуществ NEO канюль-это то, что после процедур канюлями не требуется восстановительный период. После проведения операции гематомы или покраснения полностью отсутствуют

Лучший результат


С помощью NEO канюль препараты равномерно распространяются по ткани без дополнительных мер. Можно легко выровнять кожный покров с глубокими складками, что позволяет достичь потрясающий результат.

Преимущества: Гладкая поверхность


Специальная обработка поверхности канюли для лучшего скольжения под кожей

Стерилизованы
газовым методом
(Ethylene Oxide Gas Sterilization)

Обычная канюля



Нео Канюли



НЕО канюли изготовлены на основе передовых технологий и отвечают всем требованиям взыскательных пользователей.

НЕО канюли имеют идеальный баланс между ригидностью и гибкостью, что позволяет врачу контролировать их движение. Они плавно проникают в ткани, не травмируя их.

Обычная канюля



Нео Канюли

Преимущества: Широкий внутренний диаметр


Увеличенный внутренний диаметр для введения плотных филлеров

теперь внутренний диаметр на 18% больше

У NEO канюль внутренний диаметр увеличен по сравнению с обычными канюлями. При этом внешний диаметр у каждой канюли одинаковый.

Благодаря большему внутреннему диаметру, усилие при введении филлера значительно снижено, благодаря чему можно работать с материалами любой плотности.

Сравнение внутренних диаметров



Калибр	17G	18G	19G	20G	21G	22G	23G	24G	25G	26G	27G	29G	30G
Нео Канюли	1.28	1.07	0.89	0.71	0.64	0.54	0.48	0.40	0.32	0.28	0.19	0.17	0.17
Обычная канюля	1.08	0.84	0.69	0.62	0.52	0.42	0.34	0.32	0.26	0.26	0.17	0.15	0.15

Преимущества: Возможность маркировки на канюлях

МАРКИРОВКА НЕО КАНЮЛЬ



Разметка по длине канюли позволяет контролировать глубину ее введения в ткани.

**точечная маркировка для
повышенной точности на
Ваш выбор**

**Данная маркировка обеспечивает
комфортную работу врача**


Преимущества: CE / KFDA / GMP / ISO сертификация




CE



KFDA



GMP



ISO

Замечательное качество, подтвержденное сертификатами

Убедитесь в уникальности NEO канюль сами!

Разработаны для удовлетворения любых терапевтических потребностей

Канюли для инъекций филлера		
Размер иглы	Длина иглы	Код модели
30G	25mm	FC3025
	30mm	FC3030
27G	30mm	FC2730
	40mm	FC2740
	50mm	FC2750
25G	40mm	FC2540
	50mm	FC2550
	70mm	FC2570
24G	50mm	FC2450
23G	30mm	FC2330
	50mm	FC2350
	70mm	FC2370
22G	50mm	FC2250
21G	50mm	FC2150
	70mm	FC2170

Filler Cannula (Fat Graft)		
Размер иглы	Длина иглы	Код модели
20G	50mm	FC2050
	70mm	FC2070
19G	50mm	FC1950
	70mm	FC1970
18G	50mm	FC1850
	70mm	FC1870
17G	70mm	FC1770

Filler Cannula (Breast Cannula)		
Размер иглы	Длина иглы	Код модели
17G	100mm	FC17100
	120mm	FC17120
	150mm	FC17150
14G	100mm	FC14100
	150mm	FC14150
	200mm	FC14200

Компактная упаковка из 20-штук

Широкий ассортимент различных размеров



**ОЦЕНИТЕ ПО ДОСТОИНСТВУ
ОСНОВНЫЕ ИННОВАЦИИ**

Нео Канюли