



## НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЛЬТЕРНАТИВА»

410071, Саратов, ул. Шелковичная, 186, оф. 511. Тел: +79063076980. +7(8452) 37-67-02, alternativa-sar@yandex.ru  
ИНН/КПП: 6455055692 / 645501001, ОГРН: 1126455001155, ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Самара  
Кор/счет: 30101810200000000607, БИК 043601607, Р/Сч: 40702810156000002258

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

<b>Наименование</b>	<b>Пластиковые тест-подложки с сухими микробиологическими питательными средами для экспресс-анализа «Петритест®»</b>
<b>Производитель</b>	Научно-производственное объединение «Альтернатива»
<b>Описание</b>	Продукция – представляют собой прозрачные пластиковые подложки с крышкой. Подложки заполнены готовыми сухими питательными средами, основой которых является ГРМ-бульон модифицированный ростовыми и хромогенными добавками формуляция которых является собственностью НПО «Альтернатива». Каждый «Петритест®» упакован в индивидуальный стерильный пакет и промаркирован. Упаковка - 10 шт. Транспортная тара – гофрокороб на 10 упаковок.
<b>Нормативная документация</b>	ТУ 2643-012-37794199-2016
<b>Особенности применения</b>	Микробиологические экспресс-тесты позволяют проводить: - «Петритест®» (сухой) («С.Унив») – экспресс-анализ на общее микробное число ОМЧ (КМАФАнМ); - «Петритест®» (сухой) («С.Колиф») – экспресс-анализ на E. coli и колиформные бактерии.
<b>Специфические свойства</b>	Ускоренное (12-48 часов) определение наличия/отсутствия соответствующих микроорганизмов, дрожжей/грибов.
<b>Способ применения</b>	Порядок использования «Петритест®» (сухой) указан в инструкции, представляемой вместе с товаром.
<b>Форма выпуска</b>	Маркированные пластиковые подложки в упаковке по 10 штук. Транспортная тара - гофрокороб на 10 упаковок.
<b>Условия хранения</b>	При комнатной температуре в защищенном от света месте. Производителем допускается хранение и транспортировка изделия при повышенных температурах до 30 <sup>0</sup> С на срок не более 14 суток без потери качества и потребительских свойств.
<b>Утилизация</b>	Как и все системы для тестирования микроорганизмов. «Петритесты®» после использования могут содержать жизнеспособные бактерии. Следуйте действующим нормативным документам определяющих стандартные методы инактивации и утилизации биологического материала.
<b>Срок годности</b>	24 месяца с даты изготовления. Дата / номер изготовленной партии указаны на упаковке.



Получено с официального сайта  
НПО «Альтернатива»

Подтверждено электронной цифровой подписью  
НПО «Альтернатива»