

AestheLine

Стерильные одноразовые нити на игле и канюле




AestheLine MONO

- ✓ Самый распространенный тип нитей
- ✓ Сделано из PDO (также для некоторых размеров может быть сделано из PLLA, PCL)
- ✓ Без насечек
- ✓ Легки в постановке

ПОКАЗАНИЯ

- Используется при потере тонуса кожи лица и тела
- Дополнительное усиление эффективности процедуры при постановке прочих разновидностей нитей
- Поддержание эффекта после процедуры нитевого лифтинга
- Сниженный тонус и наличие морщин в зонах с тонкими тканями
 - Область наружного угла глаза, вокруг рта, область шеи
- Сниженный тонус и наличие морщин в небольших по площади зонах
 - Центральная линия шеи, зона межбровья, наружного угла глаза

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (10шт x 2 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы (мм)	Длина нити (мм)	USP	PDO	PLLA	PCL
MONO 31G 12mm	31G	12	16	7/0	●	●	
MONO 31G 25mm		25	30		●	●	●
MONO 30G 13mm	30G	13	15	6/0	●	●	●
MONO 30G 19mm		19	16		●	●	●
MONO 30G 25mm		25	30		● CE	●	●
MONO 30G 38mm		38	50		● CE	●	●
MONO 29G 25mm	29G	25	30	6/0	● CE	●	●
MONO 29G 38mm		38	50		● CE	●	●
MONO 29G 50mm		50	70		● CE	●	●
MONO 29G 60mm		60	80		● CE	●	●
MONO 27G 38mm	27G	38	50	5/0	● CE	●	●
MONO 27G 50mm		50	70		● CE	●	●
MONO 27G 60mm		60	80		● CE	●	●
MONO 27G 90mm		90	140		● CE	●	●
MONO 26G 38mm	26G	38	50	5/0	● CE	●	
MONO 26G 50mm		50	70		● CE	●	
MONO 26G 60mm		60	80		● CE	●	
MONO 26G 70mm		70	90		●	●	
MONO 26G 90mm		90	150		● CE	●	

AestheLine SCREW

- ✓ Спиральная конфигурация нити
- ✓ Похоже на спираль, сделано из PDO (также для некоторых размеров может быть сделано из PLLA, PCL)
- ✓ Обеспечивает выраженную альтерацию тканей, пролонгированную физиологическую воспалительную реакцию и, как следствие, выраженный дермореструктурирующий эффект
- ✓ Показания к применению такие же как и мононитей, но за счет спиральной структуры обладают более длительными сроками биодеградации, обеспечивают более выраженное уплотнение тканей и пролонгированный эффект

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (10шт x 2 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL
SCREW 31G 25mm	31G	25	30	7/0	●	●	●
SCREW 30G 25mm	30G	25	30	6/0	● CE	●	●
SCREW 30G 38mm		38	50		● CE	●	●
SCREW 29G 25mm	29G	25	30	6/0	● CE	●	●
SCREW 29G 38mm		38	50		● CE	●	●
SCREW 29G 50mm		50	70		● CE	●	●
SCREW 29G 60mm		60	80		● CE	●	●
SCREW 27G 50mm	27G	50	70	5/0	● CE	●	●
SCREW 27G 60mm		60	80		● CE	●	●
SCREW 26G 60mm	26G	60	80	5/0	● CE	●	●


AestheLine MULTI

- ✓ Плоские одинарные нити с разволоknенным свободным концом в виде «кисточки»
- ✓ Без насечек, материал PGA (Полигликолевая кислота)
- ✓ Каждая тонкая нить, объединенная в общую структуру, после установки в ткани способствует более выраженной реструктуризации кожи

ПОКАЗАНИЯ

- Растяжки в различных областях тела после беременности, колебаний его массы
- Рубцы после угревой болезни
- Постхирургические рубцы
- Посттравматические рубцы
- Борозды и заломы на коже лица и тела – «кольца Венеры» (горизонтальные заломы на шее), заломы кожи в проекции носогубной складки

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (10шт x 2 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PGA
MULTI PGA 29G 25mm	29G	25	30	6/0	●
MULTI PGA 29G 38mm		38	50		●
MULTI PGA 29G 50mm		50	70		●
MULTI PGA 29G 60mm		60	80		●
MULTI PGA 27G 38mm	27G	38	50	5/0	●
MULTI PGA 27G 50mm		50	70		●
MULTI PGA 27G 60mm		60	80		●

AestheLine TWIN

- ✓ Две нити скручены между собой
- ✓ Без насечек, сделано из PDO
- ✓ Создает эффективный объем

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (10шт x 2 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
TWIN 26G 38mm	26G	38	50	7/0	●
TWIN 26G 60mm		60	80		●
TWIN 26G 90mm		90	140		●

AestheLine

TWIN SCREW

- ✓ Две нити скручены между собой и перекручены в спираль вокруг иглы
- ✓ Без насечек, сделано из PDO
- ✓ После того, как игла с нитью устанавливается в ткани, игла-проводник вытаскивается, а две скрученные нити начинают расплетаться, и таким образом придаётся дополнительный объём. Морщины моментально разглаживаются, за счёт образовавшегося каркаса из установленных нитей

ПОКАЗАНИЯ

- Для коррекции морщин в зонах с подвижной мимикой
- Для сильных мимических морщин (марионетки, носогубные складки, морщины в области рта и глаз)
- Нить-пружинка, введённая в морщинку, мгновенно разглаживает её, при этом сохраняет мимику лица естественной

ДЕТАЛИ НИТЬ




Упаковка - 20шт (10шт x 2 пакетов ЕО)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
TWIN SCREW 26G 38mm	26G	38	50	7/0	●
TWIN SCREW 26G 50mm		50	70		●
TWIN SCREW 26G 60mm		60	80		●
TWIN SCREW 26G 90mm		90	140		●


AestheLine BOOM-6

- ✓ Мультикомпонентная нить. Состоящая из 6 тонких структурных нитей
- ✓ Без насечек, сделано из PDO (также может быть сделано из PLLA)
- ✓ Создает эффективный объем (заполнение носогубных складок и морщин)

ДЕТАЛИ НИТЬ



PDO



PLLA


Упаковка - 20шт (4шт x 5 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы (мм)	Длина нити (мм)	USP	PDO	PLLA
BOOM-6 23G 38mm	23G	38	50	6/0 6ea	● CE	●
BOOM-6 23G 60mm		60	80		● CE	●

AestheLine BOOM-7

- ✓ Мультикомпонентная нить. Состоящая из 7 тонких структурных нитей
- ✓ Без насечек, сделано из PDO (также может быть сделано из PLLA)
- ✓ Создает эффективный объем (заполнение носогубных складок и морщин)

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (4шт x 5 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
BOOM-7 23G 38mm	23G	38	50	5/0 7ea	●
BOOM-7 23G 60mm		60	80		● CE

AestheLine BOOM-10

- ✓ Мультикомпонентная нить. Состоящая из 10 тонких структурных нитей
- ✓ Без насечек, сделано из PDO (также может быть сделано из PLLA)
- ✓ Создает эффективный объем

ПОКАЗАНИЯ

- Устранение складок на лице: носогубные, линии «марионетки» при нежелании прибегать к инъекциям филлеров (например, при склонности к отечности) или для улучшения результатов после их применения
- Уплотнение кожи на лице и теле в областях с максимальной дряблостью и сниженным тонусом

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (4шт x 5 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
BOOM-10 23G 38mm	23G	38	50	7/0 10ea	●

AestheLine

N

- ✓ Внешняя часть нити, закрученная в виде спирали, имеет разнонаправленные насечки, что обеспечивает выраженное стимулирующее действие на ткани. Внутренняя часть нити, установленная в проводнике (тонкая, острая игла), имеет сходящиеся насечки и делится на две половины: лифтинговую и фиксирующую, что обеспечивает максимальное воздействие на ткани

ПОКАЗАНИЯ

- Утрата объема в скуловой области при уже имеющемся птозе и сниженном тонусе
- Потеря тонуса в зонах, имеющих динамическую активность – щечная область

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (4шт x 5 пакетов ЕО)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
N 25G 38mm	25G	38	136	5/0	●
N 25G 60mm		60	185		●

AestheLine CLL

- ✓ Длинная нить внутри и снаружи проводника насечки по всей плоскости, 360 градусов, благодаря чему длительно удерживает и фиксирует ткани
- ✓ С канюлей типа L
- ✓ Подходит для создания контура лица

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (2шт x 10 пакетов ЕО)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
CLL 18G 100mm	18G	100	230	2	●
CLL 19G 100mm	19G	100	230	0	●
CLL 21G 60mm	21G	60	150	2/0	●
CLL 21G 90mm		90	210		●
CLL 23G 60mm	23G	60	150	3/0	●
CLL 23G 90mm		90	210		●

AestheLine M FILL

- ✓ Нить накручена плотной спиралью на безопасном атравматичном проводнике. Специальное вспомогательное устройство для введения нити помогает ей легко преодолевать сопротивление тканей, не теряя спиральной структуры. Благодаря своей особой конфигурации, нить в несколько раз более интенсивно стимулирует ткани и вызывает формирование коллагена

ПОКАЗАНИЯ

- Опущенные углы рта
- Недостаток объема в скуловой зоне при нежелании прибегать к инъекциям филлеров (например, при склонности к отечности, наличии грыж) или для улучшения их результатов
- Потеря четкости контуров лица
- Выраженные борозды на лице – например щечно-скуловая.

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (2шт x 10 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
M FILL 21G 60mm	21G	60	310	3/0	●
M FILL 21G 60mm			350		●
M FILL 21G 60mm			410	4/0	●
M FILL 21G 60mm			450		●
M FILL 21G 60mm			530	5/0	●
M FILL 21G 60mm			600		●
M FILL 23G 60mm	23G	60	360	4/0	●
M FILL 23G 60mm			410		●
M FILL 23G 60mm			450	5/0	●
M FILL 23G 60mm			530		●
M FILL 25G 50mm	25G	50	320	5/0	●
M FILL 25G 50mm			380		●
M FILL 27G 50mm	27G	50	270	5/0	●
M FILL 29G 50mm	29G	50	290	6/0	●
TM FILL 21G 60mm	21G	60	150	4/0	●

AestheLine COG MESH

- ✓ Комбинированная нить, в которой сочетаются нить с насечками и сетчатая нить. (Внутри сетчатой нити введена нить с насечкой)
- ✓ Сетчатая нить заполняет морщины, а в то же время с помощью нити с насечкой ткани подтягиваются
- ✓ Изготовлен из PDO и канюли L или канюли W
- ✓ Процедура установки нити такая же, как и нить с насечками канюльного типа

ДЕТАЛИ НИТЬ

CW




CL



CW



CL



Упаковка - 20шт (2шт x 10 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
COG MESH CW 18G 100mm	18G	100	155	2	●
COG MESH CL 18G 100mm		100	155		●

AestheLine MESH COVER

- ✓ Нить PCL, состоящая из 8 сплетенных нитей PCL в форме полый трубки
- ✓ Сильная волюмизирующая способность
- ✓ Отличная дренажная, которая используется при коррекции носогубных и губоподбородочных складок, восстановлении линии овала по краю нижней челюсти и более четкой мандибулярной линии
- ✓ Возможность использования совместно с филлером

ПОКАЗАНИЯ

- Глубокие носогубные складки
- Глубокие губоподбородочные складки
- Восстановление линии овала по краю нижней челюсти
- Создание более четкой мандибулярной линии
- Уменьшение брылей

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (2шт x 10 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PCL
MESH COVER PCL CW 21G 60mm	21G	60	25	6/0	●
MESH COVER PCL CW 21G 60mm			30		●
MESH COVER PCL CW 21G 60mm			40		●
MESH COVER PCL CW 23G 60mm	23G	60	25	6/0	●
MESH COVER PCL CW 23G 60mm			30		●
MESH COVER PCL CW 23G 60mm			40		●


AestheLine RHINO

- ✓ Специальная нить для подъема кончика носа и коррекции спинки носа
- ✓ Сделано из PDO (также для некоторых размеров может быть сделано из PLLA, PCL)

ПОКАЗАНИЯ

- Деформация спинки носа («седловидная» деформация и проч)
- Желание пациента визуально сузить нос
- Опушенный кончик носа

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (2шт x 10 пакетов ЕО)

Наименование	Размер	Длина иглы (мм)	Длина нити (мм)	USP	PDO	PLLA	PCL
R 19G 38mm	19G	38	40	2	● CE	●	●
R 19G 38mm			50		● CE	●	●
R 19G 50mm		60	60		● CE	●	●
R 19G 60mm			80		● CE	●	●
R 21G 60mm	21G	60	80	2/0	● CE	●	●



AestheLine DOUBLE ARM

- ✓ Прочная, объемная литая нить со множественными трехмерными механизмами фиксации в тканях, по форме напоминающими ракеты, на двух иглах-носителях. Инновационная конфигурация нити создает большую площадь контакта ее поверхности с тканями, выраженную фиксацию и усиленную фибротическую реакцию, обеспечивает максимально выраженный и продолжительный лифтинг тканей лица, сравнимый с хирургическими методами эстетической коррекции


ПОКАЗАНИЯ

- Утрата объема и выраженные возрастные изменения средней и нижней трети лица
- Значительная потеря четкости контуров лица, наличие «тяжелых брылей» и второго подбородка
- Необходимость получения максимально выраженной и продолжительной коррекции проблемных зон


ДЕТАЛИ НИТЬ




PDO



PLLA



PCL



PCLLA

Упаковка - 2шт (1шт x 2 пакетов ЕО)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
LN 19G 50mm	19G	50	200	0	●	●	●	●
LN 19G 100mm		100	300		●	●	●	●
LN 19G 120mm		120	420		●	●	●	●
LN 21G 100mm	21G	100	300	0	●	●	●	●
LN 21G 120mm		120	400		●		●	●


AestheLine LN M1

- ✓ Те же показания, что и у Double arm, но с прессованными насечками в виде конусов для перемещения и пролонгированной фиксации тяжелых покровных тканей

ПОКАЗАНИЯ

- Плотные тяжелые покровные ткани лица

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 2шт (1шт x 2 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
LN M1 19G 100mm	19G	100	320	0	●
LN M1 19G 100mm				1	●
LN M1 19G 120mm		120	320	0	●
LN M1 19G 120mm				1	●


AestheLine EYE CANNULA

- ✓ Нить, разработанная специально для области вокруг глаз и находящаяся в атравматичном проводнике в виде канюли. Позволяет скорректировать самую деликатную область на лице вокруг глаз без гематом и периода реабилитации

ПОКАЗАНИЯ

- «Гусиные лапки» - морщины наружного угла глаза
- Малярные грыжи – увеличенные в объеме жировые скопления в подглазничной области
- Сниженный тонус кожи вокруг глаз

ДЕТАЛИ НИТЬ



PDO



PLLA



PCL

Упаковка - 20шт (4шт x 5 пакетов ЕО)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL
E 30G 25mm	30G	25	35	6/0	● CE	●	●
E 30G 38mm		38	50		● CE	●	●


AestheLine CANNULA L

- ✓ Нить имеет насечки на 360 градусов, расположенные по спирали, благодаря чему она более длительно удерживает и фиксирует ткани

ПОКАЗАНИЯ

- Выраженные признаки гравитационного птоза – наплыв тканей над носогубной складкой, потеря четкости контуров лица, «второй подбородок», наличие «брыли»
- Плотные тяжелые покровные ткани лица

ДЕТАЛИ НИТЬ



PDO



PLLA



PCL

Упаковка - 20шт (2шт x 10 пакетов ЕО)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL
CL 18G 100mm	18G	100	155	2	● CE	●	●
CL 19G 100mm	19G	100	155	0	● CE	●	
CL 21G 60mm	21G	60	115	2/0	● CE	●	
CL 21G 90mm		90	165		● CE	●	
CL 23G 60mm	23G	60	115	3/0	● CE	●	
CL 23G 90mm		90	165		● CE		

AestheLine CANNULA W

- ✓ Нить имеет насечки на 360 градусов, расположенные по спирали, благодаря чему она более длительно удерживает и фиксирует ткани

ПОКАЗАНИЯ

- Выраженные признаки гравитационного птоза – наплыв тканей над носогубной складкой, потеря четкости контуров лица, «второй подбородок», наличие «брыли»
- Плотные тяжелые покровные ткани лица

ДЕТАЛИ НИТЬ



PDO



PLLA



PCL

Упаковка - 20шт (2шт x 10 пакетов ЕО)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL
CW 18G 100mm	18G	100	150	2	● CE	●	●
CW 19G 100mm	19G	100	150	1	● CE	●	●
CW 21G 60mm	21G	60	135	2/0	● CE	●	●
CW 21G 90mm		90	145		● CE	●	●

AestheLine


M1

- ✓ Литая Нить с прессованными насечками в виде конусов для перемещения и пролонгированной фиксации тяжелых покровных тканей

ПОКАЗАНИЯ

- Утрата объема и выраженное опущение тканей в скуловой зоне
- Значительная потеря четкости контуров лица
- Наличие «тяжелых брылей»
- Выраженный объем «второго подбородка»
- Выраженная потеря четкости шейно-подбородочного угла
- Желание получить самый максимальный по длительности результат коррекции

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (2шт x 10 пакетов ЕО)

Наименование	Размер	Длина иглы (мм)	Длина нити (мм)	USP	PDO	PCLLA
M1 CW 18G 100mm	18G	100	170	3&4	• CE	•
M1 CL 18G 100mm			175		• CE	•

AestheLine M2

- ✓ Нить с прессованными насечками, канюля типа W
- ✓ Изготовлена по тому же принципу, что и M1, но имеет другую форму насечек. Эта форма лучше удерживает тяжелую кожу
- ✓ Эффективно подтягивает все лицо и контур
- ✓ Процедура установки такая же, как и другая нить с насечками канюльного типа
- ✓ Сделано из PDO

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (2шт x 10 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
M2 CW 18G 100mm	18G	100	170	3&4	● CE
M2 CW 19G 100mm	19G	100	170		● CE

AestheLine G LINE

- ✓ Изготовлена из Золота 99,99%
- ✓ Проводник- острая игла
- ✓ Эффективно убирает морщинки в области вокруг глаз и отбеливает лицо
- ✓ Процедура аналогична Mono или Screw

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (10шт x 2 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	GOLD
G LINE 29G 25mm	29G	25	32,5	5/0	●
G LINE 29G 38mm		38	50		●
G LINE 30G 13mm	30G	13	15	5/0	●
G LINE 30G 25mm		25	32,5		●
G LINE 30G 38mm		38	50		●

AestheLine TRIPLE

- ✓ Три нити скручены между собой, на острой игле
- ✓ Без насечек, из PDO
- ✓ Создает эффективный объем

ДЕТАЛИ НИТЬ



PDO

Упаковка - 20шт (4шт x 5 пакетов ЕО)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
TRIPLE 26G 38mm	26G	38	50	7/0	●
TRIPLE 26G 50mm		50	70		●
TRIPLE 26G 60mm		60	80		●
TRIPLE 26G 90mm		90	140		●

AestheLine

BLUNT NEEDLE

- ✓ Нить с насечками, на трубчатом проводнике (тупая игла)
- ✓ Безболезненная инъекция, меньше кровотечений и отеков, по сравнению с острой иглой
- ✓ Сделано из PDO

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (4шт x 5 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
BLUNT NEEDLE 19G 100mm	19G	100	150	0	● CE

AestheLine CSL

- ✓ Изготовлен PDO с обоими боковыми зубьями (внутри и снаружи иглы)
- ✓ С острой иглой
- ✓ Подходит для создания линии лица

ПОКАЗАНИЯ

- Используйте 1 поток и получите эффект двух потоков
- Обычные шестеренки используют USP 5/0, и они недельные, но на CSL используется USP 3/0, поэтому мощность шестерен очень высока
- Это разнонаправленная шестеренка, поэтому она имеет хороший подъемный эффект
- Может использоваться на всей линии лица, а также на тонком слое кожи, например, на линии глаз и на лбу. Но поскольку это острая игла, а не канюля, нужно быть очень осторожным при обработке области глаз или тонких

ДЕТАЛИ НИТЬ



Упаковка - 20шт (4шт x 5 пакетов EO)

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO
CSL 23G 38mm	23G	38	188	3/0	●
CSL 23G 60mm		60	240		●

Многолетний
опыт

Особые
знания

Конкурентная
цена