

многолетний
опыт


особые
знания

конкурентная
цена

Также приглашаем Вас
в наш телеграмм-канал:



В сообщество в VK:



 **BNC Global**
Beauty and Culture
+7-916-687-35-82

AestheLine

Стерильные
одноразовые нити на
игле и канюле.



AestheLine MONO

- ▶ Самый распространенный тип нитей
- ▶ Сделано из PDO (также для некоторых размеров может быть сделано из PLLA, PCL)
- ▶ Без насечек
- ▶ Легки в постановке




Упаковка: 20 нитей

▶ Показания:

- Используется при потере тонуса кожи лица и тела
- Дополнительное усиление эффективности процедуры при постановке прочих разновидностей нитей.
- Поддержание эффекта после процедуры нитевого лифтинга
- Сниженный тонус и наличие морщин в зонах с тонкими тканями – область наружного угла глаза, вокруг рта, область шеи.
- Сниженный тонус и наличие морщин в небольших по площади зонах – центральная линия шеи, зона межбровья, наружного угла глаза

Детали



Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
MONO 31G 12mm	31G	12	16	7/0	○			
MONO 30G 13 mm	30G	13	15	6/0	○	○	○	
MONO 30G 25 mm		25	30	6/0	○	○	○	
MONO 30G 38 mm		38	50	6/0	○	○	○	
MONO 29G 25 mm	29G	25	30	6/0	○	○	○	
MONO 29G 38 mm		38	50	6/0	○	○	○	
MONO 29G 50 mm		50	70	6/0	○	○	○	
MONO 29G 60 mm	27G	60	80	6/0	○	○	○	
MONO 27G 38 mm		38	50	5/0	○	○	○	
MONO 27G 50 mm		50	70	5/0	○	○	○	
MONO 27G 60 mm		60	80	5/0	○	○	○	
MONO 27G 60 mm		60	90	5/0	○	○	○	
MONO 27G 90 mm	26G	90	140	5/0	○	○	○	
MONO 26G 38 mm		38	50	5/0	○	○		
MONO 26G 50 mm		50	70	5/0	○	○		
MONO 26G 60 mm		60	80	5/0	○	○		
MONO 26G 70 mm		70	90	5/0	○	○		
MONO 26G 90 mm		90	150	5/0	○	○		

AestheLine SCREW

- ▶ Спиральная конфигурация нити
- ▶ Похоже на спираль, сделано из PDO (также для некоторых размеров может быть сделано из PLLA, PCL)
- ▶ Обеспечивает выраженную альтерацию тканей, пролонгированную физиологическую воспалительную реакцию и, как следствие, выраженный дермореструктуризирующий эффект
- ▶ Показания к применению такие же как и мононитей, но за счет спиральной структуры обладают более длительными сроками биодеградации, обеспечивают более выраженное уплотнение тканей и пролонгированный эффект



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
SCREW 30G 25mm	30G	25	30	6/0	○	○	○	
SCREW 30G 38 mm		38	50	6/0	○	○	○	
SCREW 29G 25 mm	29G	25	30	6/0	○	○	○	
SCREW 29G 38 mm		38	50	6/0	○	○	○	
SCREW 29G 50 mm		50	70	6/0	○	○	○	
SCREW 29G 60 mm	27G	60	80	6/0	○	○	○	
SCREW 27G 50 mm		50	70	5/0	○	○	○	
SCREW 27G 60 mm		60	80	5/0	○	○	○	
SCREW 26G 60mm	26G	60	80	5/0	○	○	○	

Детали



AestheLine MULTI


- ▶ Плоские одинарные нити с разволоknенным свободным концом в виде «кисточки»
- ▶ Без насечек, материал PGA (Полигликолевая кислота)
- ▶ Каждая тонкая нить, объединенная в общую структуру, после установки в ткани способствует более выраженной реструктуризации кожи.



▶ Показания:

- Растяжки в различных областях тела после беременности, колебаний его массы
- Рубцы после угревой болезни
- Постхирургические рубцы
- Посттравматические рубцы
- Борозды и заломы на коже лица и тела – «кольца Венеры» (горизонтальные заломы на шее), заломы кожи в проекции носогубной складки

Детали




AestheLine TWIN

- ▶ Две нити скручены между собой
- ▶ Без насечек, сделано из PDO
- ▶ Создает эффективный объем



Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
TWIN 26G 38mm	26G	38	50	7/0	○			
TWIN 26G 60mm		60	80	7/0	○			
TWIN 26G 90mm		90	140	7/0	○			

AestheLine TWIN SCREW


- ▶ Две нити скручены между собой и перекручены в спираль вокруг иглы
- ▶ Без насечек, сделано из PDO
- ▶ После того, как игла с нитью устанавливается в ткани, игла-проводник вытаскивается, а две скрученные нити начинают расплетаться, и таким образом придаётся дополнительный объём. Морщины моментально разглаживаются, за счёт образовавшегося каркаса из установленных нитей.



▶ Показания:

- Для коррекции морщин в зонах с подвижной мимикой.
- Для сильных мимических морщин (марионетки, носогубные складки, морщины в области рта и глаз).
- Нить-пружинка, введённая в морщинку, мгновенно разглаживает её, при этом сохраняет мимику лица естественной.

Детали




AestheLine BOOM-6

- ▶ Мультикомпонентная нить. Состоящая из 6 тонких структурных нитей
- ▶ Без насечек, сделано из PDO (также может быть сделано из PLLA)
- ▶ Создает эффективный объём (заполнение носогубных складок и морщин)



Детали



Упаковка: 20 нитей


Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
BOOM-6 23G 38mm	23G	38	50	6/0 6EA	○	○		
BOOM-6 23G 60mm		60	80	6/0 6EA	○	○		

AestheLine BOOM-7

- ▶ Мультикомпонентная нить. Состоящая из 7 тонких структурных нитей
- ▶ Без насечек, сделано из PDO (также может быть сделано из PLLA)
- ▶ Создает эффективный объем (заполнение носогубных складок и морщин)



Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
BOOM-7 23G 38mm	23G	38	50	5/0 7EA	○			
BOOM-7 23G 60mm		60	80	5/0 7EA	○			

AestheLine BOOM-10


- ▶ Мультикомпонентная нить. Состоящая из 10 тонких структурных нитей
- ▶ Без насечек, сделано из PDO (также может быть сделано из PLLA)
- ▶ Создает эффективный объем



Показания:

- Устранение складок на лице: носогубные, линии «марионетки» при нежелании прибегать к инъекциям филлеров (например, при склонности к отечности) или для улучшения результатов после их применения
- Уплотнение кожи на лице и теле в областях с максимальной сухостью и сниженным тонусом

Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
BOOM-10 23G 38mm	23G	38	50	7/0 10EA	○			

AestheLine N

- ▶ Внешняя часть нити, закрученная в виде спирали, имеет разнонаправленные насечки, что обеспечивает выраженное стимулирующее действие на ткани. Внутренняя часть нити, установленная в проводнике (тонкая, острая игла), имеет сходящиеся насечки и делятся на две половины: лифтинговую и фиксирующую, что обеспечивает максимальное воздействие на ткани.



Показания:

- Утрата объема в скуловой области при уже имеющемся птозе и сниженном тонусе
- Потеря тонуса в зонах, имеющих динамическую активность – щечная область.

Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
N 25G 38mm	25G	38	136	5/0	○			
N 25G 60mm		60	185	5/0	○			

AestheLine CLL

- ▶ Длинная нить внутри и снаружи проводника насечки по всей плоскости, 360 градусов, благодаря чему длительно удерживает и фиксирует ткани
- ▶ С канюлей типа L
- ▶ Подходит для создания контура лица



Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
CLL 21G 60mm	21G	60	150	2/0	○			
CLL 21G 90mm		90	210	2/0	○			
CLL 19G 100mm	19G	100	230	0	○			
CLL 18G 100mm	23G	100	230	2	○			
CLL 23G 90mm		90	210	3/0	○			
CLL 23G 60mm		60	150	3/0	○			

AestheLine M FILL

- ▶ Нить накручена плотной спиралью на безопасном атравматичном проводнике. Специальное вспомогательное устройство для введения нити помогает ей легко преодолевать сопротивление тканей, не теряя спиральной структуры. Благодаря своей особой конфигурации, нить в несколько раз более интенсивно стимулирует ткани и вызывает формирование коллагена.




PDO

Упаковка: 20 нитей

Показания:

- Опущенные углы рта
- Недостаток объема в скуловой зоне при нежелании прибегать к инъекциям филлеров (например, при склонности к отечности, наличии грыж) или для улучшения их результатов
- Потеря четкости контуров лица
- Выраженные борозды на лице – например щечно-скуловая.

Детали



Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
MFill 21G 60mm	21G	60	310	3/0	○			
MFill 21G 60mm		60	350	3/0	○			
MFill 21G 60mm		60	410	4/0	○			
MFill 21G 60mm		60	450	4/0	○			
MFill 21G 60mm		60	530	5/0	○			
MFill 21G 60mm		60	600	5/0	○			
MFill 23G 60mm	23G	60	360	4/0	○			
MFill 23G 60mm		60	410	4/0	○			
MFill 23G 60mm		60	450	5/0	○			
MFill 23G 60mm		60	530	5/0	○			
MFill 25G 50mm	25G	50	320	5/0	○			
MFill 25G 50mm		50	380	5/0	○			
MFill 27G 50mm	27G	50	270	5/0	○			
MFill 29G 50mm	29G	50	290	6/0	○			
TMFill 21G 60mm	21G	60	150	4/0	○			

AestheLine COG MESH

- ▶ Комбинированная нить, в которой сочетаются нить с насечками и сетчатая нить. (Внутрь сетчатой нити введена нить с насечкой)
- ▶ Сетчатая нить заполняет морщины, а в то же время с помощью нити с насечкой ткани подтягиваются.
- ▶ Изготовлен из PDO и канюли L или канюли W
- ▶ Процедура установки нити такая же, как и нить с насечками канюльного типа.



PDO

CW



PDO

CL




CW



CL

Детали



CW

CL

Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
COG MESH CW 18G 100mm	18G	100	155	2	○			
COG MESH CL 18G 100mm		100	155	2	○			

AestheLine MESH COVER

- ▶ Нить PDO, состоящая из 8 сплетенных нитей PCL 6.0 в форме полый трубки.
- ▶ Сильная волюмизирующая способность.
- ▶ Отличная дренажная, которая используется при коррекции носогубных и губоподбородочных складок, восстановлении линии овала по краю нижней челюсти и более четкой мандибулярной линии.
- ▶ Возможность использования совместно с филлером.



Показания:

- Глубокие носогубные складки
- Глубокие губоподбородочные складки
- Восстановление линии овала по краю нижней челюсти
- Создание более четкой мандибулярной линии
- Уменьшение брылей

Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
MESH COVER PCL CW 23G 60 mm	23G	60	25	6/0			○	
MESH COVER PCL CW 23G 60 mm		60	30	6/0			○	
MESH COVER PCL CW 23G 60 mm		60	40	6/0			○	
MESH COVER PCL CW 21G 60 mm	21G	60	25	6/0			○	
MESH COVER PCL CW 21G 60 mm		60	30	6/0			○	
MESH COVER PCL CW 21G 60 mm		60	40	6/0			○	

AestheLine RHINO


- ▶ Специальная нить для подъема кончика носа и коррекции спинки носа
- ▶ Сделано из PDO (также для некоторых размеров может быть сделано из PLLA, PCL)



Показания:

- Деформация спинки носа («седловидная» деформация и проч.)
- Желание пациента визуально сузить нос
- Опущенный кончик носа

Детали




Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
R 21G 60mm	21G	60	80	2/0	○	○	○	
R 19G 38mm	19G	38	40	2	○	○	○	
R 19G 38mm		38	50	2	○	○	○	
R 19G 50 mm		50	60	2	○	○	○	
R 19G 60 mm		60	80	2	○	○	○	

AestheLine DOUBLE ARM



- Прочная, объемная литая нить со множественными трехмерными механизмами фиксации в тканях, по форме напоминающими ракеты, на двух иглах-носителях. Инновационная конфигурация нити создает большую площадь контакта ее поверхности с тканями, выраженную фиксацию и усиленную фибротическую реакцию, обеспечивает максимально выраженный и продолжительный лифтинг тканей лица, сравнимый с хирургическими методами эстетической коррекции



► Показания:

- Утрата объема и выраженные возрастные изменения средней и нижней трети лица
- Значительная потеря четкости контуров лица, наличие «тяжелых брылей» и второго подбородка
- Необходимость получения максимально выраженной и продолжительной коррекции проблемных зон

Детали




Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
LN 21G 100mm	21G	100	300	0	○	○	○	○
LN 21G 120mm		120	400	0	○			
LN 19G 50mm	19G	50	200	0	○	○	○	○
LN 19G 100mm		100	300	0	○	○	○	○
LN 19G 120mm		120	420	0	○	○	○	○

AestheLine LN M1


- Те же показания, что и у Double arm, но с прессованными насечками в виде конусов для перемещения и пролонгированной фиксации тяжелых покровных тканей.



► Показания:

- Плотные тяжелые покровные ткани лица

Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
LN M1 19G 100mm	19G	100	320	0	○			
LN M1 19G 120mm		120	320	0	○			
LN M1 19G 100mm		100	320	1	○			
LN M1 19G 120mm		120	320	1	○			

AestheLine EYE CANNULA


► Нить, разработанная специально для области вокруг глаз и находящаяся в атравматичном проводнике в виде канюли. Позволяет скорректировать самую деликатную область на лице вокруг глаз без гематом и периода реабилитации



► Показания:

- «Гусиные лапки» - морщины наружного угла глаза
- Малиновые грыжи – увеличенные в объеме жировые скопления в подглазничной области
- Сниженный тонус кожи вокруг глаз

Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
E 30G 25 mm	30G	25	35	6/0	○	○	○	
E 30G 38 mm		38	50	6/0	○	○	○	

AestheLine CANNULA L

► Нить имеет насечки на 360 градусов, расположенные по спирали, благодаря чему она более длительно удерживает и фиксирует ткани.



► Показания:

- Выраженные признаки гравитационного птоза – наплыв тканей над носогубной складкой, потеря четкости контуров лица, «второй подбородок», наличие «брыли»
- Плотные тяжелые покровные ткани лица

Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
CL 23G 60 mm	23G	60	115	3/0	○	○		
CL 23G 90 mm		90	165	3/0	○			
CL 21G 60 mm	21G	60	135	2/0	○	○		
CL 21G 90 mm		90	165	2/0	○	○		
CL 19G 100mm	19G	100	175	0	○	○		
CL 18G 100mm	18G	100	175	2	○	○	○	

AestheLine CANNULA W


► Нить имеет насечки на 360 градусов, расположенные по спирали, благодаря чему она более длительно удерживает и фиксирует ткани.



► Показания:

- Выраженные признаки гравитационного птоза – наплыв тканей над носогубной складкой, потеря четкости контуров лица, «второй подбородок», наличие «брыли»
- Плотные тяжелые покровные ткани лица

Детали




Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
CW 21G 60mm	21G	60	115	2/0	○	○	○	
CW 21G 90mm		90	145	2/0	○	○	○	
CW 19G 100mm	19G	100	155	1	○	○	○	
CW 18G 100mm	18G	100	155	2	○	○	○	

AestheLine M1

► Литая Нить с прессованными насечками в виде конусов для перемещения и пролонгированной фиксации тяжелых покровных тканей.



► Показания:

- Утрата объема и выраженное опущение тканей в скуловой зоне
- Значительная потеря четкости контуров лица
- Наличие «тяжелых брылей»
- Выраженный объем «второго подбородка»
- Выраженная потеря четкости шейно-подбородочного угла
- Желание получить самый максимальный по длительности результат коррекции

Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
M1 CW 18G 100mm	18G	100	170	3&4	○			○
M1 C L 18G 100mm		100	190	3&4	○			○

AestheLine M2

- ▶ Нить с прессованными насечками, канюля типа W
- ▶ Изготовлена по тому же принципу, что и M1, но имеет другую форму насечек. Эта форма лучше удерживает тяжелую кожу
- ▶ Эффективно подтягивает все лицо и контур
- ▶ Процедура установки такая же, как и другая нить с насечками канюльного типа.
- ▶ Сделано из PDO



Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
M2 CW 19G 100mm	19G	100	170	3&4	○			
M2 CW 18G 100mm	18G	100	170	3&4	○			

AestheLine G LINE

- ▶ Изготовлена из Золота 99,99%
- ▶ Проводник- острая игла
- ▶ Эффективно убирает морщинки в области вокруг глаз и отбеливает лицо.
- ▶ Процедура аналогична Mono или Screw.



Детали



Упаковка: 20 нитей


Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	GOLD
G Line 30G 13mm	30G	13	15	5/0	○
G Line 30G 25mm		25	32.5	5/0	○
G Line 30G 38mm		38	50	5/0	○
G Line 29G 25mm	29G	25	32.5	5/0	○
G Line 29G 38mm		38	50	5/0	○

AestheLine TRIPLE

- ▶ Три нити скручены между собой, на острой игле
- ▶ Без насечек, из PDO
- ▶ Создает эффективный объем



Детали



Упаковка: 20 нитей


Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
TRIPLE 26G 38mm	26G	38	50	7/0	○			
TRIPLE 26G 50mm		50	70	7/0	○			
TRIPLE 26G 60mm		60	80	7/0	○			
TRIPLE 26G 90mm		90	140	7/0	○			

AestheLine BLUNT NEEDLE

- ▶ Нить с насечками, на трубчатом проводнике (тупая игла)
- ▶ Безболезненная инъекция, меньше кровотечений и отеков, по сравнению с острой иглой
- ▶ Сделано из PDO



Детали



Упаковка: 20 нитей

Наименование	Размер	Длина иглы(мм)	Длина нити(мм)	USP	PDO	PLLA	PCL	PCLLA
Blunt needle 19G 100mm	19G	100	150	0	○			



AestheLine

Стерильные
одноразовые нити
с иглой и канюлей



Также приглашаем
Вас в наш
телеграмм-канал:



В сообщество
в VK:



+7-916-687-35-82