

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование		
Реактивы для химико-аналитической лаборатории АО «Далур»		
Наименование ТМЦ	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения
Автоматическая пипетка (дозатор) 100 – 1000 мкл		8 шт
Наконечник к автоматической пипетке на 100 – 1000 мкл	480 шт/уп	1 упаковка
Автоматическая пипетка (дозатор) 1000 – 10000 мкл		8 шт
Наконечник к автоматической пипетке на 1000 – 10000 мкл	200 шт/уп	2 упаковка
Спектрофотометр ПЭ5400 ВИ	спектрофотометр длин волн от 400 до 700 нм при допускаемой абсолютной погрешности измерения коэффициента пропускания не более $\pm 2\%$	3 шт
иономер И-510 Аквилон в комплекте с электродом	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности $\pm 0,01$ ед. pH	2 шт
Электрод комбинированный типа ЭСК 10601/7 или аналог		6 шт
Термокомпенсатор любого типа для pH-метра-иономера		6 шт
Магнитная мешалка типа ПЭ-6100 или аналог		6 шт
Часы песочные 10 мин	10 мин	6 шт
Секундомер механический или электронный	цена делений 0,2 секунды	6 шт
Держатель для бюреток (двойной)	www.apexlab.ru	6 шт
Крепежный узел для штатива (Лапка трехпалая с крепежом для штатива ПЭ 2700)	www.apexlab.ru , дополнительно к ПЭ 2700	6 шт
Штатив лабораторный для бюреток	ПЭ 2710	6 шт
Штатив для пипеток верикальный ПЭ-2910	https://pcgroup.ru/products/shtativ-dlya-pipetok-pe-2910/	6 шт
Штатив для электродов		6 шт
Кювета для КФК-3-01 ЗОМЗ (50 мм)		20 шт

Набор кювет № 4 (10, 20, 30 мм)	В одном наборе по 3 кюветы каждого размера	8 наборов
Плита электрическая индукционная	Размеры 345*450*140 мм. Потребляемая мощность 3500 Вт, тип питания электрический, тип управления электронное, индикаторы Включения температуры, корпус стеклокерамика, максимальный диаметр комфорки 21см	6 шт
Ступенька (табурет подставка "Икея")*	https://www.ikea.com/ru/ru/p/bolmen-bolmen-taburet-lestnica-belyy-90368975/	10 шт
Сушилка для посуды ПЭ-2000		3 шт
Бутыль из тёмного стекла на 5 л.		2 шт
Бутыль из светлого стекла на 5 л.		1 шт
Банка с винтовой крышкой, объем 50 см ³ (светлое стекло)		20 шт
Банка с винтовой крышкой, объем 100 см ³ (светлое стекло)		36 шт
Банка с винтовой крышкой, объем 250 см ³ (светлое стекло)		30 шт
Банка с винтовой крышкой, объем 500 см ³ (светлое стекло)		20 шт
Банка с винтовой крышкой, объем 1000 см ³ (светлое стекло)		7 шт
Банка с винтовой крышкой, объем 1000 см ³ (темное стекло)		7 шт
Банка с винтовой крышкой, объем 500 см ³ (полипропиленовая)		20 шт
Банка с винтовой крышкой, объем 100 см ³ (полипропиленовая)		20 шт
Банка из темного стекла 250 мл	-	10 шт
Бюретка вместимостью 25 см ³ (исполнения 3) 1-3-2-25-0,1 (с оливой и шариком)	ГОСТ 29251-91	10 шт
Бюретка с прямым краном (исп.1) 1-1-2-10-0,05	ГОСТ 29251-91	15 шт
Бюретка с прямым краном (исп.1) 1-1-2-25-0,1	ГОСТ 29251-91	30 шт
Бюретка с прямым краном (исп.1) 1-1-2-50-0,1	ГОСТ 29251-91	10 шт
Воронка лабораторная В-25-38 ХС		200 шт
Воронка лабораторная В-36-50 ХС	ГОСТ 25336-82	65 шт
Воронка лабораторная В-56-80 ХС	ГОСТ 25336-82	50 шт
Воронка лабораторная В-75-110 ХС	ГОСТ 25336-82	40 шт
Воронки (диаметр 100 мм) В-100-150 ХС	ГОСТ 25336-82	14 шт
Груша резиновая №1		7 шт
Груша резиновая №3		7 шт
Канистра 10 л		17 шт
Канистра 5 л		5 шт
Капельница с притёртой пробкой(вместимость 50 мл)		42 шт
Колба мерная с меткой, 1-100 ХС	ГОСТ 1770-74	210 шт
Колба мерная с меткой, 1-1000 ХС	ГОСТ 1770-74	50 шт

Колба мерная с меткой, с пробкой 2-200 ХС	ГОСТ 1770-74	10 шт
Колба мерная с меткой, с пробкой 2-2000 ХС	ГОСТ 1770-74	3 шт
Колба мерная с меткой, с пробкой 2-250-2 ХС	ГОСТ 1770-74	30 шт
Колба мерная с меткой, 1-50 ХС	ГОСТ 1770-74	200 шт
Колба коническая без шлифа Кн-3-250-34 ТС	ГОСТ 25336-82	130 шт
Колба коническая без шлифа Кн-3-500-34 ТС	ГОСТ 25336-82	25 шт
Колбы конические ТХС с притертой пробкой вместимостью 250 см ³	ГОСТ 25336-82	35 шт
Кружка из полипропилена с носиком и ручкой, объем 500 см ³		10 шт
Кружка ПЭ 1000 мл		10 шт
Корзина мусорная		7 шт
Ложечка-шпатель для реактивов пластиковая		40 шт
Ложка керамическая номер 2 длина 150 мм	ГОСТ 9147-80	18 шт
Лоток лабораторный		15 шт
Надфиль		10 шт
Палочка стеклянная (мешалка), L150, d5		30 шт
Пипетка градуированная (2 кл) на полн слив 2-1-2-1 (4-2-1)	ГОСТ 29227-91	20 шт
Пипетка градуированная (2 кл) на полн слив 2-1-2-2 (4-2-2)	ГОСТ 29227-91	20 шт
Пипетка градуированная (2 кл) на полн слив 2-1-2-5 (6-2-5)	ГОСТ 29227-91	40 шт
Пипетка градуированная (2 кл) на полн слив 2-2-2-10 (6-2-10)	ГОСТ 29227-91	50 шт
Пипетка градуированная (2 кл) на полн слив 2-2-2-25	ГОСТ 29227-91	40 шт
Пипетка Мора 2-2-1	ГОСТ 29169-91	20 шт
Пипетка Мора 2-2-10	ГОСТ 29169-91	40 шт
Пипетка Мора 2-2-20	ГОСТ 29169-91	20 шт
Пипетка Мора 2-2-25	ГОСТ 29169-91	45 шт
Пипетка Мора 2-2-5	ГОСТ 29169-91	45 шт
Пипетка Мора 2-2-2	ГОСТ 29169-91	20 шт
Пипетка Пастера		60 шт
Пинцет		6 шт
Пробка полипропиленовая (на колбу 50 и 100 см ³)		20 шт
Пробка резиновая № 12,5 (d 15/10 мм)		100 шт
Пробка резиновая № 14,5		100 шт
Пробка силиконовая № 19 (16/35 мм, h=24 мм), без канала (на колбу 0,25 – 0,5 л)		20 шт
Пробка силиконовая № 20 (18/26 мм, h=32 мм), без канала (на колбу 0,5 -1,0 л)		20 шт
Пробка силиконовая № 22 (22/30 мм, h=25 мм), без канала (на колбу 1л)		10 шт
Промывалка 500 мл ПЭ		10 шт
Стакан химические вместимостью 1000 см ³ Н-1-1000 ТС	ГОСТ 25336-82	12 шт

Стакан химические вместимостью 2000 см ³ Н-1-2000 ТС	ГОСТ 25336-82	2 шт
Стакан химические вместимостью 250 см ³ Высокий		10 шт
Стакан химические вместимостью 400 см ³ В-1-400 ТС	ГОСТ 25336-82	12 шт
Стакан химический вместимостью 100 см ³ высокий		40 шт
Стакан химический вместимостью 100 см ³ низкий	ГОСТ 25336-82	70 шт
Стакан химический вместимостью 150 см ³ высокий	ГОСТ 25336-82	70 шт
Стакан химический вместимостью 150 см ³ низкий		40 шт
Стакан химический вместимостью 50 см ³ высокий	ГОСТ 25336-82	70 шт
Стакан химический вместимостью 50 см ³ низкий		40 шт
Стакан химический вместимостью 600 см ³ В-1-600 ТС	ГОСТ 25336-82	20 шт
Стакан химический вместимостью 800 см ³ В-1-800 ТС	ГОСТ 25336-82	20 шт
Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-19/9 (25 x 40)	ГОСТ 25336-82	50 шт
Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-24/10 (30 x 50)	ГОСТ 25336-82	10 шт
Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-34/12	ГОСТ 25336-82	10 шт
Стаканчик для взвешивания (бюкс) 60/14 (58x50)		10 шт
Стаканчик для взвешивания (бюкс, исп.2 с ручк) СН-85/15 (70x35)	ГОСТ 25336-82	10 шт
Цилиндр мерные , вместимостью 100 см ³	ГОСТ 1770-74	32 шт
Цилиндр мерные , вместимостью 25 см ³	ГОСТ 1770-74	30 шт
Цилиндр мерные, вместимостью 10 см ³	ГОСТ 1770-75	10 шт
Цилиндр мерные вместимостью 250 см ³	ГОСТ 1770-76	10 шт
Цилиндр мерный вместимостью 50 см ³	ГОСТ 1770-79	30 шт
Часовые (предметные стекла (для взятия навески) 60 мм		20 шт
Эксикатор 2-250		1 шт
Якорь магнитной мешалки		60 шт
Бумага индикаторная универсальная рН 0-12		11 упаковка
Аммоний молибденовокислый	"хч" или "чда" по ГОСТ 3765	1 кг
Аммоний надсерновокислый	"хч" или "чда" по ГОСТ 20478	1 кг
Аммоний ванадиевокислый мета	ГОСТ 9336	1 кг
Железо (III) хлористое шестиводное	чда по ГОСТ 4147-74	0,1 кг
ГСО состава водного раствора кремния 1г/дм ³ , фон - вода	ГСО 9729	1 ампула
ГСО состава фосфат-ионов 1г/дм ³ , фон - вода	ГСО 7748	1 ампула
ГСО состава нитрат-ионов 1г/дм ³ , фон - вода	ГСО 7793	30 ампула
Калий азотнокислый, «чда»	ГОСТ 4217-77	0,1 кг
Калий углекислый (поташ)	<u>хч</u>	1кг
Кислота уксусная ледяная, «хч»	ГОСТ 61-75	3 л
Кислота азотная концентрированная	хч	1 л

Кислота серная концентрированная	<u>хч</u>	2 л
Кислота соляная концентрированная	<u>"хч" по ГОСТ 3118</u>	1 л
Кислота лимонная	ГОСТ 908, х.ч	1 кг
Кислота аскорбиновая фармакопейная	НД производителя	1 кг
Кислота винная	"чда" по ГОСТ 5817	1 кг
Кислота ортофосфорная	ГОСТ 6552	0,5 кг
Калий сурьмяно-виннокислый 0,5 водный	<u>ТУ 6-09-3736 или аналог</u>	1 кг
Спирт этиловый	<u>хч</u>	5л
Метиловый оранжевый индикатор	хч	20 г
Метиловый красный индикатор	чда	10г
Метол (4-метиламинофенол сульфат)	по ГОСТ 25664	1 кг
Ксиленоловый оранжевый (индикатор)	-	2 г
Фенолфталеин индикатор	-	20 г
Тимолфталеин индикатор	ТУ 6-09-07-161-87	2 г
Алюминон	ТУ 6-09-5205	2 г
Индикатор дифениламиносульфат натрия	<u>ТУ 6-09-07-1637-87</u>	1 г
Индикатор дифениламин	<u>ТУ 6-09-5467-90</u>	2 г
Соль Мора	<u>ГОСТ 4208</u>	0,2 кг
Калибровочный раствор для рН-метров рН 12,43	Бутылочка 100 мл	15 шт
Калибровочный раствор для рН-метров рН 3,56	Бутылочка 100 мл	15 шт
Калибровочный раствор для рН-метров рН 4,01	Бутылочка 100 мл	17 шт
Калибровочный раствор для рН-метров рН 6,86	Бутылочка 100 мл	17 шт
Калибровочный раствор для рН-метров рН 9,18	Бутылочка 100 мл	15 шт
Стандарт-титр кислота соляная (фиксанал) 0,1 моль/дм ³	ТУ 2642-001-33813273-97	4
Стандарт-титр кислота серная (фиксанал) 0,1 моль/дм ³	упаковка по 10 ампул	2
Стандарт-титр натрия гидроокись 0,1 н (фиксанал)	ТУ 2642-001-33813273-97 упаковка по 10 ампул	2
Стандарт-титр Двухромовокислый калий (бихромат калия) фиксанал	<u>0,1н</u> упаковка по 10 ампул	2
Натрий уксуснокислый 3-водный, «хч» или «чда»	ГОСТ 199-78	0,1 кг
Натрий тетраборнокислый 10-водный, «чда»	ГОСТ 4199	0,5 кг
Натрий фтористый ГОСТ 4463	<u>хч или чда</u>	0,2 кг
Натрий хлористый "хч" или "чда"	ГОСТ 4233	1 кг
Натрия гидроокись, хч	ГОСТ 4328	0,5 кг
Натрий гидрокарбонат "хч"	ТУ производителя	0,5 кг

Натрий углекислый кислый "хч"	ГОСТ 4201	0,5 кг
Натрий сернистоокислый (сульфит натрия)	"чда" по ГОСТ 195	1 кг
Фильтровальная бумага	марки ФОВ,ФБ,ФС,ФМ	10 кг
Фильтры обеззоленные «Белая лента» диаметр 12,5 см	ТУ 2642-001- 13927158-2003	20 упаковка
Пакеты чёрные светонепроницаемые (вместимостью не менее 3 литров)	светонепроницаемые	10 шт
салфетки тканевые (микрофибра)		10 шт
салфетки тканевые х/б		10 шт
полотенца целлюлозные одноразовые		5 упаковка
Смазка для бюреток		1 тубик
ерш для мытья посуды		6 шт
губка для мытья посуды		10 упаковка
мыло туалетное		2 кусок
средство для мытья посуды		1 л
Порошок стиральный для ручной стирки (так как средство для мытья содержит глицерин)		1 кг
Вата медицинская или ватные диски		5 упаковка
Подраздел 1.2 Сведения о новизне		
Товар должен быть новым, (не восстановленным), упакованным, без следов механических повреждений. Остаточный срок годности реактивов на момент поставки не менее 80 % от общего срока годности продукции, указанного производителем.		
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления		
Нет требований.		
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления		
Нет требований.		
Подраздел 1.5 Код ОКПД2		
Код ОКПД2: 20.59.52.194		

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование, посуда, реактивы предназначены для работы в лаборатории, приготовления рабочих растворов, титрованных растворов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Химико-аналитическая лаборатория, соответствующая СанПиН 2.2:4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
Контактирование с агрессивной средой (кислоты и щелочи).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Химические реактивы должны соответствовать стандартам, ГОСТам, требованиям нормативно-технической документации на конкретный продукт, в соответствии с которыми они изготовлены. Изготовитель гарантирует соответствие качества Товара требованиям безопасности и техническим требованиям в течение срока хранения, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Подраздел 4.2. Требования к надежности
Химические реактивы должны соответствовать стандартам, ГОСТам, требованиям нормативно-технической документации на конкретный продукт, в соответствии с которыми они изготовлены. Изготовитель гарантирует соответствие качества Товара требованиям безопасности и техническим требованиям в течение срока хранения, при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
В соответствии с паспортом (сертификатом) Товара.
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
Все химические реагенты должны быть снабжены этикетками. Реактивы маркируют в соответствии с ГОСТ 3885-73. На этикетке с товарным знаком РЕАХИМ или товарным знаком изготовителя (при наличии), наклеенной на пакет или канистру с реактивами, указывать следующие данные: 1. Наименование предприятия-изготовителя или поставщика; 2. Наименование продукта и его химическая формула для неорганических продуктов (с указанием числа молекул кристаллизационной воды для кристаллогидратов), для органических продуктов приводят эмпирическую формулу, в случае сложного органического соединения приводят брутто-формулу; 3. Обозначение соответствующей нормативно-технической документации на продукт (ГОСТ или ТУ); 4. Квалификацию реактива (х.ч., ч.д.а., ч.) 5. Номер и массу нетто партии; 6. Дату изготовления (число, месяц, год); 7. Гарантийный срок хранения; 8. Надпись или символ, характеризующие опасность продукта по ГОСТ 19433-88; При необходимости, на этикетку должна быть нанесена надпись: указывающая на особые условия хранения, или надпись: «Вскрывать в специальных условиях». Для каждой квалификации продукта на этикетку наносится цветная полоса: красная – для реактивов х.ч.; синяя – для реактивов ч.д.а.; зеленая – для реактивов ч. Для особо чистых веществ полоса должна быть желтая. Для продуктов других квалификаций – коричневая.
Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Товары, реагенты упаковывают в соответствии с ГОСТ 3885-73.
Для упаковывания продуктов применяют потребительскую (ампулы, банки, пакеты) и транспортную (канистры, баллоны) тару.
Для особо светочувствительных продуктов должна применяться тара из темного стекла с дополнительной оберткой в светонепроницаемую бумагу.
В качестве транспортной тары применяют деревянные ящики по ГОСТ 2991-85 или 5959-80 или плотные картонные коробки по ГОСТ 7933-89.
Потребительская тара с продуктом должна быть уплотнена в транспортной таре материалом, обеспечивающим ее сохранность при транспортировании.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются полностью исполненными с момента приемки Покупателем поставленного Товара по количеству, качеству и комплектности, при условии соблюдения Поставщиком всех требований к упаковке, маркировке, после подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 и получения счет-фактуры (либо УПД), а также после устранения всех недостатков, выявленных при приемке.
В случае выявления несоответствий Товара условиям договора по количеству, качеству Товар принимается Покупателем на ответственное хранение.
Отсутствующий в спецификации к договору Товар, Покупателем не принимается и не оплачивается.
При осуществлении входного контроля учитывают целостность упаковки, маркировку, проводится анализ на соответствие требованиям нормативно-технической документации.
Остаточный срок годности реактивов на момент поставки не менее 80 % от общего срока годности продукции, указанного производителем.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вся документация должна быть на русском языке.
Одновременно с Товаром Поставщик передает Покупателю:
- для каждый товар, реактив аналитический паспорт или сертификат качества, подтверждающий соответствие требованиям нормативно-технической документации на конкретный товар;
- иные документы, предусмотренные изготовителем, а также действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 26653-2015 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с паспортом (сертификатом) Товара, государственным стандартом или другим НТД.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых реактивов требованиям нормативно-технической документации на них при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение всего гарантийного срока годности.

Остаточный срок годности реактивов на момент поставки не менее 80 % от общего срока годности продукции, указанного производителем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

нет

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен отвечать требованиям, установленным действующими нормативными документами по ограничению воздействия на окружающую среду.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен соответствовать установленным действующим законодательством РФ требованиям и условиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья граждан, окружающей среды.

На химреактивы Паспорт безопасности согласно ГОСТ 30333-2007.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемые реактивы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, НТД на каждый продукт, а также ГОСТ 3885-73, ГОСТ 19433-88, ГОСТ 23932-9, ГОСТ 21400-75.

Сертификаты соответствия на реактивы должны быть русифицированы, оттиск печати поставщика четкий, срок годности реактивов не менее 80 % от даты производства.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации (приложение №1 к договору)

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая документация, информация должна быть на русском языке и на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ГОСТ	Государственный стандарт
2	ГСО	Государственный стандартный образец
3	НТД	Нормативно-технический документ
5	ТУ	Технические условия

Руководитель по развитию ПСР

Курашова Н.Е.